

PHILIPS

AVENT



Double flacon de
recueil

Hands-free

Imite le rythme de tétée de bébé

Liberté de mouvement lors du
tirage

Facile à utiliser, à nettoyer et à
assembler

Forme inclusive et ajustée



SCF481/11

Pratique à la maison et en déplacement

Flacon de recueil pour un tirage mains libres

Que ce soit à la maison, en déplacement ou même au travail, instaurez une routine plus simple et plus efficace avec des flacons de recueil supplémentaires. Ce produit inclut 4 téterelles en silicone SkinSense et 2 inserts.

Liberté de mouvement lors du tirage

- Bougez librement grâce aux coquilles recueille-lait ultra-légères

Imite le rythme de tétée de bébé

- Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueille-lait entièrement transparentes
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

Forme inclusive et ajustée

- Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine
- Notre gamme complète de tailles de téterelles et d'inserts
- Trouvez ce qui vous convient le mieux en quelques instants

Hands-free

Double flacon de recueil

SCF481/11

Points forts

Imite le rythme de tétée de bébé



Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme naturel de tétée de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Choisissez la bonne taille de téterelles et d'inserts pour un confort durable.

Téterelles SkinSense uniques



Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

Collecte transparente



Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

Coquille recueille-lait ultra-légère



Chaque coquille recueille-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les coquilles se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

Guide des tailles de mamelons



En quelques instants, notre guide des tailles vous aide à trouver la taille de téterelle et d'embout qui vous convient. Notre gamme s'adapte à 99 % des mamans, pour vous offrir un maintien confortable et sûr.

Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

Adapté à 99 % des mamans



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'embouts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

Hands-free

Double flacon de recueil

SCF481/11

Caractéristiques

Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour tétérelle: Polypropylène

Tétérelle, membrane, valve, insert: Silicone liquide

Tube en silicone: Silicone

Inclus

Flacon de recueil (assemblé): 2 pièces

Tubes en silicone: 2 pièces

Protection (anti-poussière) pour tétérelle: 2 pièces

Téterelles (21 mm, 24 mm): 2 pièces de chaque

Insert de 19 mm: 2 pièces

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres

Caractéristiques de la tétérelle et de l'insert:

Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

