

# PHILIPS

## AVENT



Double flacon de  
recueil

Hands-free

Imite le rythme de tétée de bébé

Liberté de mouvement lors du  
tirage

Facile à utiliser, à nettoyer et à  
assembler

Forme inclusive et ajustée



SCF481/11

## Pratique à la maison et en déplacement

### Flacon de recueil pour un tirage mains libres

Que ce soit à la maison, en déplacement ou même au travail, instaurez une routine plus simple et plus efficace avec des flacons de recueil supplémentaires. Ce produit inclut 4 téterelles en silicone SkinSense et 2 inserts.

#### **Liberté de mouvement lors du tirage**

- Bougez librement grâce aux flacons de recueil ultra-légers

#### **Imite le rythme de tétée de bébé**

- Un tirage efficace\* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

#### **Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler**

- Surveillez votre débit de lait grâce aux flacons de recueil entièrement transparents
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

#### **Forme inclusive et ajustée**

- Trouvez ce qui vous convient le mieux en quelques instants
- Notre gamme complète de tailles de téterelles et d'inserts
- Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine

# Points forts

## Imite le rythme de tétée de bébé




Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme naturel de tétée de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace\* et un débit de lait optimal. Choisissez la bonne taille de téterelles et d'inserts pour un confort durable.

## Téterelles SkinSense uniques



Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

## Collecte transparente



Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour une expression en toute confiance de la première goutte à la dernière.

## Flacon de recueil ultra-léger




Chaque flacon de recueil pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les flacons de recueil se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

## Guide des tailles de mamelons




En quelques instants, notre guide des tailles vous aide à trouver la taille de téterelle et d'embout qui vous convient. Notre gamme s'adapte à 99 % des mamans, pour vous offrir un maintien confortable et sûr.

## Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

## Adapté à 99 % des mamans



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'embouts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

# Caractéristiques

### Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection

pour téterelle: Polypropylène

Téterelle, membrane, valve, insert: Silicone  
liquide

Tube en silicone: Silicone

### Inclus

Flacon de recueil (assemblé): 2 pièces

Tubes en silicone: 2 pièces

Protection (anti-poussière) pour téterelle:  
2 pièces

Téterelles (21 mm, 24 mm): 2 pièces de chaque

Insert de 19 mm: 2 pièces

### Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer  
et à assembler

### Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres

Caractéristiques de la téterelle et de l'insert:

Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement  
optimal

