

# PHILIPS

## sonicare



## Ирригатор

Compact Flosser

1000

Ирригация полости рта всего за  
60 секунд\*



HX3333/23

## Ирригация полости рта всего за 60 секунд\*

Удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*

Ирригатор Philips Sonicare Compact Flosser — это быстрое и эффективное устройство для дома и поездок. Ирригатор удаляет до 99,9 % налета\* из межзубных промежутков и вдоль линии десен всего за 60 секунд.

### Идеально для использования в дороге

- Складной 200-мл резервуар для хранения в поездках
- 14 дней работы от аккумулятора без дополнительной подзарядки
- 2 в 1: хранение насадки и отверстие для пополнения

### Ирригатор — это просто

- Режимы Pulse (Пульсация), Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный)
- Две насадки для бережной и эффективной чистки
- Всегда идеальная чистка без пропусков
- Класс водостойкости IPX7
- Два способа заливки воды

## Основные особенности

### Компактный размер: удобно брать с собой



Компактный дизайн этого ирригатора со складным резервуаром позволит легко найти для него место в дорожной сумке. Резервуара на 200 мл хватит на целый 60-секундный цикл чистки ирригатором.

### Три режима чистки



Выберите любой из трех режимов чистки согласно своим предпочтениям: Pulse (Пульсация) массирует и стимулирует десны, Clean (Чистка) подойдет для повседневной чистки, а Sensitive (Чувствительный) обеспечит максимально бережный уход.


### Насадки Standard и Comfort



Этот ирригатор поставляется с двумя насадками, которые удалят до 99,9 % налета в вашей полости рта\*. Насадка N1 Standard

обеспечит мощную чистку в межзубных промежутках, а насадка N2 Comfort благодаря мягкому наконечнику поможет бережно чистить вдоль линии чувствительных десен. Обе насадки вращаются на 360 градусов для обработки даже труднодоступных участков, например зубов с задней стороны.

### 15-секундный таймер



Благодаря 15-секундному таймеру ирригатор будет прерывать поток воды, указывая на необходимость перейти в следующую область полости рта. Так вы сможете стабильно и эффективно чистить абсолютно все участки полости рта.

### Большая емкость аккумулятора



Благодаря тому, что полного заряда аккумулятора хватает на 14 дней работы, ирригатор Compact невероятно удобен в дороге. Его можно зарядить дома перед отправлением и на всякий случай захватить с собой зарядный кабель USB-A.

### водонепроницаемый корпус



Ирригатор Compact имеет класс водостойкости IPX7 и пригоден для использования в ванной комнате.

### Хранение насадки



Используйте все преимущества продуманного дизайна, устанавливая насадку в паз в верхней части ирригатора, когда он не используется. Это отверстие также используется для пополнения резервуара.

### Два способа пополнения



Резервуар можно легко наполнить водой двумя способами. Либо снимите резервуар с прибора и наполните его, словно это кувшин — лучший вариант, когда он совсем пуст — либо пополните резервуар через отверстие для насадки.

## Характеристики

### Режимы

**Sensitive (Деликатная чистка):** Для бережной чистки

### Технические характеристики

**Энергопотребление:** В выключенном состоянии <0,3 Вт, Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт

### Дизайн и отделка

**Цвет:** Фиолетовый

### Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

### Удобство использования

**Ручка:** Складная конструкция

**Насадки:** Легко фиксируются и снимаются

**Хранение насадки:** Простая в хранении насадка для поездок

### Высокое качество

**Очистка:** Очищение полости рта за 60 секунд

### В комплекте

Зарядный кабель USB: 1

Ирригатор Compact: 1

Насадка N1 Standard: 1

Насадка N2 Comfort: 1

### Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной чистки

**Импульсный:** Стимуляция десен

### Польза для здоровья

**Удаление налета:** Удаляет до 99 % налета на обрабатываемых участках

