

# PHILIPS

## sonicare



## Ирригатор

### Cordless Power Flosser 3000

Технология Quad Stream

Плавное направление с Pulse  
Wave



HX3826/34

## Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

Удаляет до 99,9 % налета\* на обрабатываемых участках

Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков.

### Удобно и просто

- Удобная процедура
- Удобный в пополнении резервуар емкостью 250 мл
- Быстрая и универсальная зарядка с кабелем USB-A на малый штекер
- Стандартный наконечник для точечной очистки

### Быстрая и эффективная очистка межзубных промежутков

- Полная чистка за 60 секунд
- 2 режима очистки межзубного пространства, 3 уровня интенсивности
- Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу
- Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

### Простая чистка с современной технологией

- Технология Quadstream удаляет налет из-под десен

## Основные особенности

### Технология Quad Stream



Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.

### Вычищает налет из-под десен



Технология Quadstream удаляет до 99 % налета даже из десневых карманов глубиной до 6 мм.

### Технология Pulse Wave



Струи воды направляют вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) для оптимального результата.

### 2 режима, 3 уровня интенсивности



Выберите режим чистки, который подходит вам лучше всего. Режим Clean (Чистка) предназначен для эффективной повседневной чистки непрерывным потоком воды. Режим Deep Clean (Глубокая чистка) подходит для тщательной очистки пульсирующей струей воды. Регулируемая интенсивность поможет найти режим, оптимальный с точки зрения комфорта.

### Полная чистка за 60 секунд




Чистка даже в труднодоступных местах стала доступной с насадкой, вращающейся на 360° — вы можете использовать прибор под любым углом. Тщательная чистка всего за 60 секунд.

### Быстрая зарядка с кабелем USB-A на малый штекер




Удобная зарядка с кабелем USB-A на малый штекер. До 14 дней чистки без подзарядки.

### Резервуар емкостью 250 мл



Резервуара емкостью 250 мл хватит для полноценной чистки зубов в течение 60 секунд без пополнения. Просто поверните его, чтобы извлечь из прибора, или используйте боковую дверцу для безопасного пополнения.

### Удобная процедура



Просто направьте и нажмите для эффективной чистки межзубных промежутков. Цельтесь в промежуток между зубами вдоль линии десен — прибор обеспечит превосходный результат!

### Стандартный наконечник для точечной очистки



Стандартный однопоточный наконечник усиливает давление для точечной очистки и удаления остатков еды.

# Cordless Power Flosser 3000

Ирригатор

HX3826/34

## Характеристики

### Питание

**Напряжение:** Универсальное зарядное устройство

### Дизайн и отделка

**Цвет:** Мята

### Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

### Удобство использования

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Насадки:** Легко фиксируются и снимаются

### Высокое качество

**Очистка:** Очищение полости рта за 60–90 секунд

### В комплекте

Насадка F1 Standard: 1

Насадка F3 Quad Stream: 1

Дорожная сумка: 1

Зарядный кабель USB: 1

Адаптер USB для настенной розетки: 1

Беспроводной Sonicare Power Flosser: 1

### Режимы

**Clean (Чистка):** Для тщательной повседневной чистки

**Deep Clean (Глубокая чистка):** Для тщательной чистки межзубных промежутков

**Уровни интенсивности:** 3 уровня

### Польза для здоровья

**Удаление налета:** Удаляет до 99 % налета на обрабатываемых участках\*

**Под десной:** Удаляет до 99 % налета вдоль линии десен\*\*

