


PHILIPS sonicare

Philips Sonicare 5000-7000

Účinný proti povlaku, šetrný k ďasnám

Objavte novú generáciu Philips Sonicare – inovácia, ktorá sa prispôsobí technike čistenia u vášho pacienta tak, aby bola starostlivosť o zuby šetrnejšia a efektívnejšia.





Vlastnosti novej generácie Philips Sonicare

Zaistia maximálny komfort pre pacientov

Magnetický adaptívny systém

Prispôsobuje čistiaci výkon v zadných úsekoch, kde môže byť kefka ovplyvnená nedostatkom miesta.

Technológia optického snímania

Presnejšia detekcia tlaku, zatiaľ čo vizuálny indikátor tlaku pomáha užívateľom okamžite tlak upraviť (fialový signál).

Tichší a odolnejší motor

Vďaka nášmu pokročilému laserovému zvarovaniu je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivú starostlivosť na veľa rokov.



- ✓ **Technológia BrushSync sleduje** frekvenciu používania aj intenzitu čistenia a včas užívateľa upozorní, kedy je čas na výmenu hlavice.
- ✓ **Inteligentný optický senzor** presne rozpozná nadmerný tlak, rozsvieti sa na fialovo a zároveň zníži vibrácie. Užívateľia tak vždy vedia, kedy upraviť tlak a ich ďasná zostanú chránené.
- ✓ Vďaka menšej spotrebe energie si na jedno nabitie užijete až **tri týždne pravidelného čistenia**, bude potrebné batériu znovu dobiť.

