

PHILIPS

sonicare



Burnos irigatorius

Compact Flosser 1000

Efektyvus valymas dantų siūlu tik
per 60 sekundžių*



HX3333/23

Efektyvus valymas dantų siūlu tik per 60 sekundžių*

Pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*

„Philips Sonicare“ kompaktiškas dantų siūlas yra greitas, efektyvus ir jį galima pasiimti bet kur. Vos per 60 sekundžių siūlas pašalina iki 99,9 % apnašų* tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Kompaktiškas kelionėms

- Sulankstomas 200 ml rezervuaras lengvam laikymui ir kelionėms
- Akumulatorius tarp įkrovimų veikia 14 dienų
- Antgalio laikymo ir pildymo anga „du viename“

Lengvas būdas pradėti naudoti burnos irigatorių

- Mėgaukitės „Pulse“, „Clean“ arba „Sensitive“ režimu
- Du antgaliai švelniam ir efektyviam valymui
- Išvalykite kiekvieną centimetrą, niekada nepraleiskite nė vienos vietos
- IPX7 atspari vandeniui
- Du būdai, kaip pridėti vandens

Compact Flosser 1000

Burnos irigatorius

HX3333/23

Ypatybės

Kompaktiškas ir nešiojamas



Burnos irigatoriaus kompaktiškas dizainas su sulankstomu rezervuaru leidžia jį lengvai padėti arba supakuoti į kitą kelionę. Rezervuare telpa iki 200 ml vandens, pakankamai vienam visam 60 sekundžių valymui.

Trys burnos irigatoriaus režimai



Priderinkite bet kurią sesiją prie savo poreikių naudodami tris irigavimo režimus. „Pulse“ skirtas masažuoti ir stimuliuoti danteną. „Clean“ – kasdieniam naudojimui. O „Sensitive“ – papildomam švelnumui jūsų rutinai.


Standartiniai ir patogūs antgaliai



Burnos irigatorius komplektuojamas su dviem antgaliais, kad pašalintų iki 99,9 proc. apnašų apdorotose vietose*. N1 standartinis antgalis

užtikrina galingą valymą tarp dantų. O N2 patogus antgalis su minkštu galiuku sukurtas jautrioms dantenoms. Kiekvienas antgalis gali sukurti 360 laipsnių kampą, kad padėtų jums išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas, pavyzdžiui, burnos gale.

15 sekundžių tempas



Dėl 15 sekundžių tempo, burnos irigatorius trumpam sustabdys vandens srautą, kad praneštų, kada laikas pereiti į kitą sritį. Jis suteikia visai jūsų burnai tinkamą valymo laiką, kiekvieną kartą.

Pakartotinai įkraunama



Kompaktiškas burnos irigatorius įkraunamas iki 14 dienų, todėl jį itin patogiu naudoti keliaujant. Prieš kelionę jį galite lengvai įkrauti namuose arba kelionėje, naudodami USB-A įkrovimo laidą.

Atsparūs vandeniui



Kompaktiškas burnos irigatorius turi IPX7 atsparumo vandeniui įvertinimą, todėl jis tikrai tinka vonios kambariui.

Antgalio laikymas



Išnaudokite sumanią konstrukciją, įkišdami antgalį į kanalą burnos irigatoriaus viršuje, kai jo nenaudojate. Kanalas taip pat tarnauja kaip pildymo anga.

Du pildymo metodai



Vandens rezervuarą galite lengvai užpildyti dviem būdais. Arba išimkite rezervuarą ir užpildykite jį kaip stiklinę – idealu, kai jis tuščias. Arba papildykite jį naudodami pildymo angą šalia antgalio tvirtinimo.

Compact Flosser 1000

Burnos irigatorius

HX3333/23

Specifikacijos

Režimai

„Sensitive“: Švelniam valymui

Techniniai duomenys

Energijos sąnaudos: Išjungties režimu <0,3 W,

Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W

Dizainas ir apdaila

Spalva: Purpurinė

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Sulankstomas dizainas

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Antgalių laikymas: Lengvai laikomas antgalis keliaujant

„Performance“

Valymas: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių

Pridėti priedai

USB įkrovimo laidas: 1

Kompaktiškas burnos irigatorius: 1

„N1 Standard“ antgalis: 1

„N2 Comfort“ antgalis: 1

Režimai

„Clean“: Skirta kasdienei priežiūrai

Pulsinis: Dantenų stimuliacijai

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 99 % apnašų valomose vietose

