

PHILIPS

sonicare



Mutes dobuma
irrigators

Compact Flosser
1000

Efektīva zobu starpu tīrīšana tikai
60 sekundēs*



HX3333/23

Efektīva zobu starpu tīrīšana tikai 60 sekundēs*

Likvidē līdz 99,9% aplikuma tīrītājās zonās*

Philips Sonicare Compact Flosser ir ātrs, efektīvs un vienmēr gatavs ceļam. Šis tīrītājs tikai 60 sekundēs likvidē līdz 99,9% aplikuma* zobu starpās un gar smaganu līniju.

Kompakts līdzņemšanai

- Sakļaujama 200 ml tvertne ērtai glabāšanai un ceļojumiem
- 14 dienu baterijas darbmužs starp uzlādēm
- Uzgaļu glabātava un vienlaikus uzpildes ligzda

Vienkāršs skalošanas sākums

- Izmanto režīmu Pulse, Clean vai Sensitive
- Divi uzgaļi maigai un efektīvai tīrīšanai
- Notīra ikvienu mutes dobuma daļu, neizlaižot nevienu vietu
- IPX7 ūdensdrošs
- Divi ūdens uzpildes veidi

Compact Flosser 1000

Mutes dobuma irrigators

HX3333/23

Izceltie produkti

Kompakts un pārnēsājams



Skalotāja kompaktā uzbūve ietver sakļaujamu tvertni, ko viegli noņemt vai iepakot gaidāmajam ceļojumam. Tvertnē var ieliet līdz 200 ml ūdens, kas ir pietiekami 60 sekunžu ilgai tīrīšanai.

Trīs skalošanas režīmi



Izmantojiet trīs skalošanas režīmus un pielāgojiet katru sesiju savām vajadzībām. Režīms Pulse masē un stimulē smaganas. Režīms Clean ir ikdienas lietošanai. Režīms Sensitive piešķirs papildu maigumu jūsu ikdienas rutīnai.

Standard un Comfort uzgali



Skalotājam ir divi uzgali, kas apstrādātajās vietās notīrīs līdz pat 99,9 % aplikuma*. N1 Standard uzgalis jaudīgi iztīrīs zobu starpas. Toties N2

Comfort uzgalis mikstais gals ir paredzēts jutīgām smaganām. Katru uzgali var pagriezt par 360 grādiem, lai varētu izskatīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, mutes dobuma aizmuguri.

15 sekunžu stimulators



Skalotāja 15 sekunžu stimulators uz īsu brīdi apturēs ūdens plūsmu, lai jūs zinātu, kad ir jāpāriet uz nākamo daļu. Tādējādi visam mutes dobumam vienmēr būs veltīts pareizais skalošanas laiks.

Uzlādējams



Darbojoties līdz pat 14 dienām ar vienu uzlādi, Compact Flosser ir izcili parocīgs līdzņemšanai. Pirms ceļojuma varat to ērti uzlādēt mājās vai, izmantojot USB-A uzlādes vadu, lādēt to ceļojumā.

Ūdensizturīgs



Skalotājam Compact Flosser piešķirta IPX7 ūdens noturības kategorija, tāpēc tas ir patiešām piemērots glabāšanai vannasistabā.

Uzgaļu glabātava



Kad skalotāju nelietojat, izmantojiet visas gudrā dizaina priekšrocības, iebīdot uzgali kanālā skalotāja augšdaļā. To pašu kanālu izmantojiet arī kā ūdens uzpildes atveri.

Divas uzpildes metodes



Ūdens tvertni varat viegli uzpildīt divējādi. Vai nu noņemiet tvertni, vēlams tukšu, un piepildiet to tāpat kā glāzi, vai ielejiet ūdeni, izmantojot uzpildes atveri uzgaļu stiprinājuma vietā.

Compact Flosser 1000

Mutes dobuma irrigators

HX3333/23

Specifikācijas

Režīmi

Jutīgais režīms: Maigai tīrīšanai

Tehniskā specifikācija

Enerģijas patēriņš: Izslēgtā stāvoklī <0,3 W,

Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Violeta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Saliekama konstrukcija

Uzgaļa piederums: Viegla piestiprināšana un noņemšana

Uzgaļa glabāšana: Viegli glabājams uzgalis līdzņemšanai

Sniegums

Tīrīšana: Iztīra visu mutes dobumu 60 sekundēs

Komplektā iekļautie piederumi

USB lādēšanas kabelis: 1

Compact Flosser: 1

N1 standarta uzgalis: 1

N2 Comfort uzgalis: 1

Režīmi

Tīrīšana: Ikdienas tīrīšanai

Impulsa rež.: Smaganu masāžai

Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 99 % aplikuma tīrītajās zonās

