

100% kompatibilita kefkových hlavíc

Rôzne typy kefkových hlavíc vyhovujú rozdielnym a individuálnym požiadavkám pacientov. Požiadajte svojho zubného lekára či dentálnu hygieničku o pomoc s výberom vhodnej hlavice.



Všetky kefkové hlavice sú kompatibilné so všetkými modelmi kefiek Philips Sonicare 3. generácie.

Deti	Zubný strojček	Pigmentácia	Ďasná a citlivosť	Parodontitída		Bežné čistenie	Začiatočníci a citlivosť
				Vyzretý plak			
							
For Kids Standard	For Kids Mini	Optimal White	Premium Gum Care	Premium All-in-One	Premium Plaque Defense	ProResults	Sensitive
• pre deti od 7 rokov	• pre deti od 3 rokov	• odstránenie pigmentácie • leštenie • v priebehu bielenia zubov • bežné čistenie	• citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde • kývaní zubov • defekty skloviny • citlivé zubné krčky • protetické práce a implantáty	• nadmerné množstvo povlaku • parodontitída • dôkladné čistenie • pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia	• parodontitída • odhalené korene • dôkladné čistenie • pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia	• pre bežné čistenie	• Akútny zápal ďasien a parodontitída • erozia mäkkých tkanív • herpetické prejavy na sliznici ústnej dutiny a afty • citlivé zubné krčky • po chirurgických zákrokoch