

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

For Kids

Innebygd Bluetooth®

Veiledningsapp

To børstehoder

2 moduser

HX6322/12



Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

Et spennende grunnlag for sunne vaner resten av livet


Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som varer livet ut.

Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi

- 98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*
- Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen
- Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene
- Spennende belønninger for gode pusseøkter

Høydepunkter

Interaktiv Sonicare for Kids




I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!

Bluetooth-tilkobling




Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

Moro, pedagogisk, effektiv



Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi

Mer moro, bedre resultater



Philips Sonicare For Kids-tannbørsten og -appen gjør tannpussingen til en morsom aktivitet. Den søte hovedfiguren i appen, Sparkly, liker å ha rene tenner. Barna passer på Sparkly mens pusseveiledningen oppfordrer dem til å pusse lenger og bedre. Hver gang barna pusser godt, blir Sparkly fornøyd og gode pusseøkter belønnes. Barna kan låse opp tilbehør for å tilpasse Sparkly, eller de kan vinne mat til Sparkly som liker å spise sunt. Foreldre kan også velge belønninger i appen, som skal gis til barna.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W

Utforming og utseende

Farge: Lilla

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: iPhone 4S eller nyere, Tredjegerasjons iPad eller nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Gummihåndtak for enkel håndtering, Slank, ergonomisk form

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Deler som medfølger

Håndtak: 1 Sonicare For Kids Bluetooth-aktivert håndtak

Børstehoder: 1 Sonicare for Kids standard, 1

Sonicare for Kids kompakt

Klistremerker: Åtte tilpassbare klistremerker, To klistremerker som bonus

Lader: 1

Rengjøring

Helsefordeler: For gode munnhygienerutiner

Ytelse: 75% så effektiv*

Tidsbryter: KidTimer og Quadpacer

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Moduser

Effektmodi: 2

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

Consumer Trade Item

Height: 23.7 cm

Width: 6.47 cm

Length: 11.04 cm

Net weight: 0.305 kg

Gross weight: 0.436 kg

GTIN: 8720689045469

Country of origin: CN

Pappkartong

Height: 25.53 cm

Width: 12.3 cm

Length: 21.3 cm

Net weight: 0.915 kg

Gross weight: 1.454 kg

GTIN: 18720689045466

Pallet Layer

Height: 25.53 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palle

Height: 108.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 131.76 kg

Gross weight: 234.636 kg

GTIN: 68720689045461

