

PHILIPS

sonicare



Pakke med 2
børstehoveder

Sensitive

Skånsom og effektiv børstning
Fjerner 10 gange mere plak*
Ekstra blød



HX6052/88

Børstehovedet til følsomme tænder

Skånsom men samtidig effektiv børstning til følsomme tænder

Fjern plak forsigtigt men samtidig effektivt med dette ekstra børstehoved til følsomme tænder fra Philips Sonicare. Børstehovedet gør det nemt at fjerne plak, samtidig med det er skånsomt mod tænder og tandkød. En effektiv daglig børstning.

Omtanke for miljøet

- Fremstillet af 70 % biobaseret plast
- Papirbaseret genbrugsemballage

Nem at bruge på alle måder

- Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på
- Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

Til følsomme tænder og følsomt tandkød

- Nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og tandkød
- Fjerner op til 10 gange mere plak i områder, der er vanskelige at nå*
- Dokumenteret Sonicare-teknologi
- Dokumenteret effektiv mundpleje

Vigtigste nyheder

Ultrabløde børstehår



Grundig børstning kan stadig være skånsom mod følsomme tænder og tandkød. Dette børstehoved har et unikt design med lange, tynde, ultrabløde børster, der giver blide børstebevægelser.

Sig farvel til plak



Med mere end 3.000 tætpakkede børstehår hjælper dette børstehoved dig med at fjerne op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste – selv på steder, der er vanskelige at nå.

Pålidelig Sonicare-børstning



Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder

og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Klinisk testet



Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

Påmindelse om udskiftning



Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

Klik på-design




Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.**. Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.

Biobaseret plast



Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.***

Papirbaseret emballage



Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.

Specifikationer

Design og finish

Fornemmelsen af børsternes stivhed: Ekstra blød
Farve: Sort
Børsteindikator: Den blå farve på børstehårene forsvinder
Størrelse: Standard
Smart-børstehovedgenkendelse

Kompatibilitet

Børstehovedsystem: Klik på
Ikke egnet til: Philips One
Kompatible tandbørster: Philips Sonicare

Medfølgende dele

Børstehoveder: 2 S2 Sensitive

Kvalitet og ydeevne

Udskiftning: Hver 3. måned
Testet: med henblik på optimal brug
Fremstillet i: Tyskland
Fordel: Skånsom børstning

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm
Width: 6 cm
Length: 2.57 cm
Net weight: 0.015 kg
Gross weight: 0.033 kg
GTIN: 8720689043700
Country of origin: DE

Ydre æske

Height: 13.8 cm
Width: 14.2 cm
Length: 24.8 cm

Net weight: 0.15 kg
Gross weight: 0.445 kg
GTIN: 18720689043707

Pallet Layer

Height: 13.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Palle

Height: 119.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 25.2 kg
Gross weight: 100.61 kg
GTIN: 68720689043702



* end en manuel tandbørste
* *Ikke kompatibel med Philips One-håndtag.
* ** tildelt dette børstehoved af plast på massebalancebasis.