

PHILIPS

sonicare



Іригатор
порожнини рота

Compact Flosser 1000

Ефективне очищення зубів
лише за 60 секунд*



HX3333/24

Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд*

Видаляє до 99,9% зубного нальоту в оброблених ділянках*

Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser – це швидкий, ефективний пристрій, який усюди можна взяти із собою. Іригатор усуває до 99,9% нальоту* між зубами та вздовж лінії ясен всього за 60 секунд.

Компактний для використання в дорозі

- Компактний і портативний
- Тривала робота від акумулятора
- Зберігання насадок

Легкий спосіб почати чистити між зубами

- Три режими очищення
- Стандартна та комфортна насадки
- Таймер на 15 секунд
- Водонепроникність
- Два способи наповнення


Compact Flosser 1000

Іригатор порожнини рота

HX3333/24

Основні особливості

Компактний і портативний



Компактний дизайн іригатора має розкладний резервуар, який зручно очистити або взяти із собою в подорож. Резервуар вміщує до 200 мл води — достатньо для одного повного 60-секундного очищення.

Три режими очищення



Налаштуйте кожен сеанс відповідно до своїх потреб: Pulse (Пульсуючий) — для масажу та стимуляції ясен, Clean (Чищення) — для щоденного очищення, Sensitive (Делікатний) — для делікатного догляду


Стандартна та комфортна насадки



Іригатор має дві насадки, що дозволяють видаляти до 99,9% нальоту в оброблених зонах*: насадка N1 Standard — забезпечує

потужне очищення між зубами. Насадка N2 Comfort — з м'яким наконечником, спеціально для чутливих ясен. Обидві насадки обертаються на 360°, що дозволяє легко очищати важкодоступні ділянки, зокрема зону жувальних зубів.

Таймер на 15 секунд



Завдяки таймеру кожні 15 секунд пристрій робить коротку паузу у подачі води, щоб ви знали, коли переходити до наступного квадранта порожнини рота. Це дозволяє рівномірно очищати всю ротову порожнину кожного разу.

Тривала робота від акумулятора



Компактний іригатор для порожнини рота Philips Sonicare серії 1000 працює до 14 днів без підзарядки*** — ідеально в дорозі. Легко заряджається вдома або за допомогою USB-A кабелю під час поїздки.

Водонепроникність



Іригатор має ступінь захисту IPX7, що робить його ідеальним для використання у ванній кімнаті.

Зберігання насадок



Скористайтеся продуманим дизайном — насадка зберігається у спеціальному каналі у верхній частині пристрою, який також виконує функцію порту для наповнення водою.

Два способи наповнення



Резервуар для води можна заповнити двома способами: Зніміть резервуар і наповніть його як склянку, це зручно, коли він порожній. Або долийте воду через отвір біля кріплення насадки.

Compact Flosser 1000

Іригатор порожнини рота

HX3333/24

Специфікації

Режими

Делікатний: Для лагідного чищення

Технічні характеристики

Споживання енергії: Режим вимкнення

<0,3 Вт, Режим очікування без відображення

<0,5 Вт

Конструкція та покриття

Колір: Синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Розбірна конструкція

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Зберігання насадки: Насадку легко зберігати в дорозі

Ефективність

Чищення: Чистить усю ротову порожнину за 60 с

Елементи в комплекті

Кабель живлення USB: 1

Компактний іригатор: 1

Насадка N1 Standard: 1

Насадка N2 Comfort: 1

Режими

Чищення: Для щоденного чищення

Імпульсний: Для стимуляції ясен

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Видалення до 99% нальоту з оброблених ділянок

