

PHILIPS

sonicare



Irigator oral

Compact Flosser
1000

Curățare interdentară în doar 60
de secunde*



HX3333/23

Curățare interdentară în doar 60 de secunde*

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate*

Philips Sonicare Compact Flosser este rapid, eficient și gata de utilizare oriunde. Aparatul de curățare interdentară îndepărtează până la 99,9% din placa bacteriană* dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei în doar 60 de secunde.

Compact pentru călătorii

- Rezervor pliabil de 200 ml pentru ușurința depozitării și transportării
- 14 zile de viață a bateriei între încărcări
- Port 2-în-1 pentru depozitare și umplere a capurilor de curățare

Cel mai simplu mod de a începe curățarea interdentară

- Bucură-te modurile Puls, Clean sau Sensitive
- Două capete pentru curățare delicată și eficientă
- Curăță fiecare cvadrant, nu pierde niciun loc
- Grad de rezistență la apă IPX7
- Două moduri în care poți adăuga apă

Compact Flosser 1000

Irigator oral

HX3333/23

Repere

Compactă și mobilă



Designul compact al aparatului de curățare interdentară are un rezervor pliabil, ceea ce îl face ușor de depozitat sau împachetat pentru următoarea călătorie. Rezervorul conține până la 200 ml de apă, suficient pentru o curățare completă de 60 secunde.

Trei moduri de curățare interdentară



Adaptează orice sesiune la nevoile tale, cu trei moduri de curățare interdentară. Există Puls pentru masajul și stimularea gingiilor. Clean pentru utilizare zilnică. Și Sensitive pentru un plus de blândețe în rutina ta.


Capete de curățare Standard și Confort



Aparatul de curățare vine cu două capuri de curățare pentru a îndepărta până la 99,9% din placa bacteriană din zonele tratate*. Capul

Standard N1 oferă o curățare interdentară puternică. Capul Confort N2, cu vârful moale, a fost proiectat pentru gingii sensibile. Fiecare cap se poate roti la 360 de grade pentru a te ajuta să freci zone greu accesibile, cum ar fi în partea din spate a gurii.

Stimulator de 15 secunde



Cu stimulatorul său de 15 secunde, aparatul va întrerupe temporar fluxul de apă pentru a te anunța când este timpul să treci la următorul cvadrant. Acesta oferă întregii guri cantitatea potrivită de timp pentru curățare interdentară, de fiecare dată.

Reîncărcabilă



Cu o încărcare care durează până la 14 zile, aparatul de curățare interdentară compact este foarte util în călătorie. Îl poți încărca cu ușurință acasă înainte de călătorie sau în timp ce ești plecat, cu cablul de încărcare USB-A.

Rezistență la apă



Aparatul de curățare interdentară Compact are un rating de rezistență la apă de IPX7, de aceea poate fi folosit în baie.

Depozitarea capetelor



Profită la maximum de designul inteligent, introducând un cap de curățare în canalul de deasupra aparatului, atunci când nu este utilizat. Canalul are funcție dublă, și de port de umplere.

Două metode de umplere



Poți umple rezervorul de apă cu ușurință în două moduri. Fie scoți rezervorul și îl umpli ca pe un pahar - ideal atunci când este gol. Fie îl umpli cu ajutorul portului de umplere de lângă accesoriul capului de curățare.

Compact Flosser 1000

Irigator oral

HX3333/23

Specificații

Moduri

Sensitive: Pentru o curățare delicată

Specificații tehnice

Consum de energie: Mod oprit <0,3 W, Standby fără afișaj <0,5 W

Design și finisaj

Culoare: Violet

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design pliabil

Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

Depozitarea capetelor: Cap de curățare ușor de depozitat pentru călătorie

Performanță

Curățare: Curăță întreaga dantură în 60 de secunde

Articole incluse

Cablu de încărcare USB: 1

Aparat de curățare interdentală compact: 1

Cap de curățare Standard N1: 1

Cap de curățare Confort N2: 1

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică

Puls: Pentru stimularea gingiilor

Beneficii pentru sănătate

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină până la 99% din placa bacteriană în zonele tratate*



* Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.
** *când este deconectat și nu este complet scufundat.
***pe baza a 1 sesiuni de curățare interdentală pe zi de 1 minut.