



Produkty dla rodziców
i dziecka

NOWOŚĆ

Więcej swobody, więcej czasu dla siebie

Pierwszy samonośny, podwójny laktator stworzony z myślą o skutecznym i wygodnym odciąganiu pokarmu.

Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka. Łączy moc, delikatność i lekkość, zapewniając wygodne odciąganie pokarmu bez konieczności użycia rąk.

SCF532/11

Podwójny Laktator Samonośny HandsFree



Samonośny, bezprzewodowy laktator, wygodny w noszeniu i nieograniczający swobody ruchów

Smukłe i lekkie kubeczki wygodnie mieszczą się w biustonoszu, pozostając praktycznie niezauważalne.

Laktator wyposażono w pleciony pasek i praktyczny klips, dzięki którym akumulator można wygodnie przypiąć do paska lub przewiesić przez tułów.



Silikonowe lejki delikatnie dopasowują się do piersi, dając uczucie maksymalnego komfortu

Unikalne, miękkie w dotyku lejki SkinSense™, wykonane z bezpiecznego silikonu spożywczego dopasowują się do każdego kształtu piersi, reagując na naturalne ciepło ciała. Lejek SkinSense™ delikatnie otula pierś, zapewniając wygodny i łagodny chwyt, który nie szarpie i nie uciska piersi, dzięki czemu zachowujesz każdą kroplę mleka.



Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie ssania dziecka

Bezprzewodowy laktator naśladuje naturalny rytm i tempo ssania dziecka, zapewniając skuteczne odciąganie pokarmu*. Dzięki temu można ustawić własny rytm skutecznego odciągania pokarmu i zapewnić optymalny wpływ mleka. Laktator pracuje z częstotliwością nawet 85 cykli na minutę – to aż 2 razy szybciej niż inne samonośne laktatory**.



Ciche odciąganie pokarmu ze szpitalną mocą

Niemal bezgłośny silnik oferuje moc porównywalną do szpitalnych laktatorów, zamkniętą w kompaktowym i poręcznym urządzeniu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, bezprzewodowy laktator działa z pełną wydajnością i dyskrecją – gdziekolwiek jesteś.



24 tryby personalizacji odciągania pokarmu w 2 fazach

Maksymalizacja ilości odciąganego pokarmu dzięki 8 trybom stymulacji i 16 trybom odciągania. Ustawienia można łatwo dostosować w trakcie sesji, a funkcja automatycznego zapamiętywania idealnych ustawień sprawia, że laktator jest zawsze gotowy do działania. Pozwala na 3 sesje odciągania na 1 ładowaniu.



Kontrola odciągania pokarmu dzięki w pełni przezroczystym kubeczkom

Jeden pojemnik waży zaledwie 100 gramów – to nawet 3 razy mniej niż standardowy laktator. Przezroczyste kubeczki zapewniają pełną widoczność zawartości, umożliwiając precyzyjne ustawienie brodawki dla optymalnego odciągania pokarmu. Dzięki temu możesz na bieżąco monitorować ilość mleka i mieć pełną kontrolę – od pierwszej do ostatniej kropli.



Szeroki wybór lejków i reduktorów lejków dla każdej mamy***

Silikonowe lejki delikatnie dopasowują się do piersi. Szeroka gama lejków i reduktorów lejków pasuje aż w 99% przypadków. Dostępne osobno do zakupu, zapewniają maksymalny komfort i skuteczność podczas odciągania pokarmu.

Zainspirowany potrzebami dziecka, stworzony z myślą o mamach

Podwójny Laktator Philips Avent NaturalMotion zapewnia optymalny wypływ pokarmu, jednocześnie dopasowując się do rozmiaru i kształtu brodawki.

Wyposażony w najnowszą technologię odciągania pokarmu, naśladuje naturalne ssanie i nacisk dziecka podczas karmienia, oferując maksymalny komfort i skuteczność.



SCF397/31 Podwójny Laktator elektryczny NaturalMotion



Technologia NaturalMotion przyspiesza wypływ pokarmu*

Dzięki unikatowej technologii wmasowującej Natural Motion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się już po jednej minucie**. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że aż 97% mam uważa, że laktator jest skuteczny***.

99,98%

Miękka i elastyczna silikonowa nakładka

Gwarantuje komfort w miejscach styku piersi z brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi aż do 30 mm średnicy.

8 | 16
() | ∅

24 tryby personalizacji odciągania pokarmu w 2 fazach

Każdą sesję można dostosować do swoich potrzeb, wybierając spośród 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu. Laktator pozwala na pełną personalizację ustawień, które można regulować w trakcie pracy urządzenia, zapewniając maksymalny komfort i efektywność.



Automatyczne zapamiętywanie ustawień

Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu można rozpocząć sesję jednym przyciskiem.



Cichy silnik zapewnia spokojne i bezstresowe odciąganie pokarmu

Silnik laktatora działa niemal bezgłośnie, umożliwiając dyskretne odciąganie pokarmu, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży.



Bateria zapewnia 3 sesje odciągania na jednym ładowaniu

Wstrzymywanie/wznawianie za naciśnięciem jednego przycisku umożliwia zrobienie przerwy i wznowienie odciągania w dowolnym momencie.



Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Niewielka liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia (4. stopień bezpieczeństwa).

*W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedniej technologii laktatorów Philips z badania wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

**W przypadku 1K-SE: odruch wypływu pokarmu (MER) wystąpił u 70% uczestniczek w ciągu 60 sekund. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedniej technologii laktatorów Philips z badania wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018).

*** W oparciu o wyniki badania klinicznego produktu z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019), średni wynik dla pojedynczych i podwójnych laktatorów elektrycznych; 95% uczestniczek uważa, że nasze pojedyncze laktatory elektryczne są skuteczne; w przypadku podwójnych laktatorów elektrycznych opinię taką wyraziło 100% uczestniczek.

**** Do 30mm średnicy brodawki. Na podstawie badań: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019 r., (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993 r., (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

Bezproblemowe odciąganie

Odciągaj mleko przyjemnie, efektywnie i bez wysiłku

Szybkość, komfort i wygoda dla każdej świeżo upieczonej mamy. Dzięki systemowi zamkniętego odciągania pokarm odciągany jest bezpośrednio do butelki. Mniejsza liczba części sprawia, że montaż i demontaż urządzenia jest bardzo łatwy. Dodatkowo, superlekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji. Urządzenie automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.



SCF323/11 Laktator elektryczny Philips Avent Essential



Miękka silikonowa uniwersalna nakładka
dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi.



Spersonalizowana obsługa 4+4
4 poziomy stymulacji brodawki, 4 poziomy odciągania pokarmu.



Funkcja pamięci ulubionych i ostatnich ustawień siły ssania. Przedni panel z wyświetlaczem LED.



Lekka i kompaktowa konstrukcja – tylko 185g
Intuicyjne użytkowanie, łatwe czyszczenie i złożenie

Podwójny laktator
samonośny

nowość

Podwójny laktator



Model	SCF532/11	SCF397/31	SCF396/31	SF395/31	SCF323/11
Specyfikacja					
Technologia	Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka	NaturalMotion odwzorowuje naturalny proces ssania i stymulację brodawki			
Uniwersalny lejek dopasowujący się do 99,89% kształtów i rozmiarów brodawki	•	•	•	•	•
Smoczek i butelka Natural w zestawie	•	•	•	•	Butelka bez smoczka
Bezprzewodowość (wbudowany akumulator)	•	Możliwość zasilania przez powerbank		Możliwość zasilania przez powerbank	Możliwość zasilania przez powerbank
2 fazy: stymulacja/odciąganie	•	•	•	•	•
Ilość trybów pracy	24 (8+16)	24 (8+16)	24 (8+16)	24 (8+16)	8 (4+4)
Wyświetlacz LED	•		•		
Funkcja pamięci	•	•	•	•	•
Wkładki laktacyjne w zestawie		•	•	•	

Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok

Elektroniczna niania video Philips Avent SenseIQ z aplikacją.

Dzięki technologii Sense IQ można śledzić fazy snu i częstotliwość oddechów noworodka. Monitorowanie maluszka na 5-calowym ekranie odbiornika video lub w aplikacji Baby Monitor+. Ponadto funkcja rozpoznawania przyczyny płaczu pomoże zrozumieć dlaczego niemowlę płacze.

NOWOŚĆ



SCD971/26 Niania Video Premium SenseIQ



Śledzenie fazy snu i oddychania w czasie rzeczywistym

Bez potrzeby dodatkowych akcesoriów. Nasza zaawansowana technologia analizuje miliony pikseli na sekundę, aby wychwycić najdrobniejszy ruch, a następnie przetwarza dane, aktualizując je w czasie rzeczywistym. Większy spokój i komfort dla dziecka.



Rozpoznawanie przyczyny płaczu

Niania wykorzystuje naukowo sprawdzony algorytm, by rozpoznać przyczynę płaczu: czy dziecko jest zmęczone, głodne, rozdrażnione, czy może dokucza mu kolka lub niewygoda. Przez pierwsze 3 miesiące* bezpłatny dostęp do tej funkcji w aplikacji, zapewnia dodatkowe wsparcie w tych wyjątkowo wymagających chwilach.



Krystalicznie czysty obraz Full HD w dzień i w nocy

5-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz — oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy.



System bezpiecznego połączenia

System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.



Bezpieczny montaż kamery na łóżeczku lub ścianie

Kamerę można bezpiecznie zamocować do łóżeczka lub ściany za pomocą jednego uchwytu. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, ukrywa przewody i zapewnia stabilne mocowanie, śledząc każdy moment snu i oddechu dziecka na wideo.



Nadajnik z kamerą Full HD

Nadajnik z kamerą Full HD i funkcją noktowizji gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.



Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki

Delikatne melodie, naturalne dźwięki natury lub biały szum. Od śpiewu ptaków w ogrodzie, przez klasyczne kołysanki, po własne nagrania głosowe – nasza niania oferuje wszystkie dźwięki, które są potrzebne, by zapewnić spokojny sen dziecku.

*Bezpłatny 3-miesięczny okres użytkowania rozpoczyna się po aktywacji. Rozpoznawanie przyczyny płaczu obsługiwane przez Zoundream™. Obowiązuje regulamin.

Spokój i pewność, nieważne gdzie jesteś

Niania video Philips Avent Premium Full HD z aplikacją.

Dzięki aplikacji Baby Monitor+ możesz czuwać nad swoim maluszkiem, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Aplikacja zapewnia stały, zdalny podgląd dziecka bez ograniczeń zasięgu, a nasz podwójny system Secure Connect gwarantuje stabilne i bezpieczne połączenie w całym domu

SCD953/26 Niania Video Premium Full HD



Krystalicznie czysty obraz Full HD w dzień i w nocy

4,3-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz — oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy.



System bezpiecznego połączenia

System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione



Bezpieczny montaż kamery na łóżeczku lub ścianie

Kamerę można bezpiecznie zamocować do łóżeczka lub ściany za pomocą jednego uchwyty. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, ukrywa przewody i zapewnia stabilne mocowanie, śledząc każdy moment snu i oddechu dziecka na wideo.



Nadajnik z kamerą Full HD

Nadajnik z kamerą Full HD i funkcją noktowizji gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.



Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki

Delikatne melodie, naturalne dźwięki natury lub biały szum. Od śpiewu ptaków w ogrodzie, przez klasyczne kołysanki, po własne nagrania głosowe – nasza niania oferuje wszystkie dźwięki, które są potrzebne, by zapewnić spokojny sen dziecku.



Mówienie i słuchanie dziecka jednocześnie

To nie walkie-talkie! Nasza elektroniczna niania umożliwia prawdziwą dwukierunkową komunikację, więc po naciśnięciu przycisku możecie się z maluszkiem słyszeć, rozmawiać, śpiewać piosenki bez zakłóceń i zbędnych opóźnień.

nowość



Model	SCD971/26	SCD953/26	SCD881/26	SCD502/26
Specyfikacja				
Technologia SenseIQ	Śledzi fazy snu i oddychania			
Funkcjonalność	Rozpoznaje przyczyny płaczu			
Tryb połączenia	Połączenie bezpośrednie (peer-to-peer) i WiFi	Połączenie bezpośrednie (peer-to-peer) i WiFi	Bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz	DECT
Wyświetlacz video (jedn. rodzica)	•	•	•	
Wielkość ekranu w jednostce rodzica	5"	4,3"	2,8"	
Zasięg na zewnątrz w domu (do)	400m	400m	300m	300m
Zasięg wewnątrz domu (do)	50m	50m	50m	50m
Tryb ECO	•	•	•	•
Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym	•	•	Mówienie albo słuchanie	
Wbudowana Lampka nocna	•	•		•
Wbudowane kołysanki i kojące dźwięki	5 kołysanek, 5 kojących dźwięków, 5 rodzajów białego szumu oraz timer	5 kołysanek, 5 uspokajających dźwięków, 5 rodzajów białego szumu	4 kołysanki i 2 nagrania białego szumu	
Czas działania	do 12 godz.	do 12 godz.	do 10 godz.	do 24 godz. (zas. sieciowe i baterijne)
Czujnik temperatury	•	•		
Połączenie przez telefon z aplikacją Baby Monitor+	Nieograniczone połączenie z dzieckiem	Nieograniczone połączenie z dzieckiem		



Sterylizacja parowa, suszenie i przechowywanie w jednym urządzeniu

Skuteczna sterylizacja w 10 minut

Przygotuj się na kolejne karmienie dziecka w 40 minut. Sterylizator do butelek i suszarka Premium wykorzystuje strumień filtrowanego powietrza do suszenia butelek przed wyłączeniem. Sterylizator jest szybki i higieniczny, zabija 99,9% zarazków* i zapewnia spokój podczas każdego karmienia.

SCF291/00 Sterylizator parowy

99.9%

Philips Avent zabija 99,99% bakterii *

Sterylizator jest szybki i higieniczny, przed każdym wyłączeniem zabija automatycznie bakterie, zapewniając spokój podczas każdego karmienia, bez użycia środków chemicznych.

10 min

Pełen cykl sterylizacji i suszenia trwa zaledwie 40 minut

10 minut – tyle czasu potrzeba aby urządzenie wykonało pełen proces sterylizacji parą.

30 minut – w tym czasie strumień przefiltrowanego powietrza osuszy sterylizowane produkty.

Przygotowanie butelek do następnego karmienia zajmuje zaledwie 40 minut. Po przeprowadzeniu sterylizacji czystą parą intensywny strumień przefiltrowanego powietrza suszy butelki i akcesoria, dzięki czemu są one gotowe do natychmiastowego użycia.



Pojemność i możliwość regulacji wielkości sterylizatora

W sterylizatorze zmieszczą się wszystkie podstawowe akcesoria, od smoczków do ręcznego laktatora lub do sześciu butelek Philips Avent. Wymienne części wewnętrzne pozwalają dostosować wielkość urządzenia do własnych potrzeb i ilości sterylizowanych akcesoriów, zapewniając kompaktowość i wygodę oraz szybkie i proste czyszczenie.



Zachowuje sterylność przez 24 godziny

Dokładne czyszczenie sterylizatora bez użycia środków chemicznych pozwoli Ci zachować sterylność jego zawartości do 24 godzin. Jak? Trzymaj pokrywkę zamkniętą.

Nowa tacka ociekowa chroni płytę grzewczą przed kroplami mleka, zmniejszając ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.



Model	SCF293/00	SCF291/00	SCF281/02
Specyfikacja			
Typ	Elektryczny sterylizator parowy	Elektryczny sterylizator parowy	Parowy sterylizator do mikrofal
Czas sterylizacji	10 min	10 min	2 min
Funkcja suszenia	•		
Czas suszenia	30 min		
Długość utrzymania sterylności (z założoną pokrywką)	24 godz.	24 godz.	24 godz.
Pojemność	Do 6 butelek z akcesoriami	Do 6 butelek z akcesoriami	Do 4 butelek
Konstrukcja optymalizująca przestrzeń	•	•	
Wbudowana tacka do ociekania	•	•	
Automatyczne wyłączenie	•	•	

Sposób na zdrowy i prosty posiłek dla dziecka

Urządzenie do przygotowywania pokarmów 4 w 1

Parowaro-blender 4 w 1 pozwala na gotowanie na parze, odmrażanie, podgrzewanie i rozdrabnianie. Komponuj pożywne, domowe posiłki w jednym naczyniu.



SCF885/01

Parowaro-blender 4 w 1



Gotuj na parze i blenduj

Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy, że obrócisz dzbanek do góry dnem, zablokujesz w odpowiednim miejscu i zmiksujesz składniki do wybranej konsystencji.

4w1

Pojemność dostosowana do potrzeb

Dzbanek ma pojemność 1000 ml, więc możesz przygotować w nim nawet cztery porcje jednocześnie.



Łatwe i wygodne użytkowanie

Nie musisz czekać ani pilnować urządzenia. Charakterystyczny dźwięk poinformuje Cię, gdy jedzenie będzie idealnie ugotowane.



Model	SCF885/01
Specyfikacja	
Technologia równego gotowania na parze	•
Gotowanie na parze	•
Rozdrabnianie	•
Rozmrażanie	•
Podgrzewanie	•
Moc	400 W
Pojemność kielicha	1000 ml
Pojemnik na pokarm	•
Sygnal dźwiękowy	•
Przepisy online	•

Szybkie i równomierne podgrzewanie pokarmu

Podgrzewa mleko szybko i równomiernie

Łagodne rozmrażanie i podgrzewanie pokarmu zapewnia zachowanie wszystkich wartości odżywczych mleka matki.



SCF358/00 Podgrzewacz do butelek



Pokarm gotowy do podania w 3 minuty

Podgrzewa butelkę mleka o pojemności 150ml w 3 minuty!



Równomierne podgrzewanie i cyrkulacja pokarmu

Jednolity rozkład ciepła i cyrkulacja pokarmu zapobiegają nierównomiernemu nagrzewaniu, zmniejszając ryzyko poparzenia.



Inteligentny czujnik temperatury

Wbudowany czujnik temperatury automatycznie wykrywa początkową temperaturę pokarmu i odpowiednio podgrzewa go do optymalnego poziomu lub rozmraża do płynnej postaci, a następnie podgrzewa.



Funkcja rozmrażania

Delikatnie rozmroź zamrożone mleko lub przygotowany posiłek.



Model	SCF358/00	SCF355/09
Specyfikacja		
Równomierne podgrzewanie (bez gorących wysp)	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła	•	•
Funkcja stopniowego rozmrażania	•	•
Uniwersalny kształt pasujący do wszystkich butelek i pojemników na pokarm Avent	•	•
Funkcja podgrzewania stałego pokarmu	•	•
Sygnalizacja wizualna ukończonego podgrzewania	•	•
Funkcja szybkiego podgrzewania	•	•
Automatyczne wyłączanie	•	•
Automatyczne ustawianie czasu podgrzewania dopasowane do wielkości butelki	•	•



www.philips.pl