

PHILIPS

sonicare



Ústní sprcha

Compact Flosser 1000

Efektivní čištění mezizubních
prostor za pouhých 60 sekund*



HX3333/24

Efektivní čištění mezizubních prostor za pouhých 60 sekund*

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

Kompaktní ústní sprcha Philips Sonicare je rychlá, účinná a můžete si ji vzít kamkoli s sebou. Sprcha odstraní až 99,9 % plaku* z mezizubních prostor a podél linie dásní za pouhých 60 sekund.

Kompaktní na cesty


- Skládací 200ml zásobník pro snadné skladování a cestování
- 14 dní výdrže baterie mezi nabitími
- 2 v 1: úložný prostor na trysku a plnicí otvor

Snadný způsob, jak začít s čištěním mezizubních prostor

- Vyberte si režim Pulse, Clean nebo Sensitive
- Dvě trysky pro jemné a účinné čištění
- Vyčistěte všechny kvadranty, nezapomeňte na žádné místo
- Voděodolný, krytí IPX7
- Vodu můžete doplňovat dvěma způsoby

Přednosti

Kompaktní a přenosné



Kompaktní design ústní sprchy má skládací zásobník, díky kterému se snadno ukládá nebo balí na cestu. Zásobník pojme až 200 ml vody, což stačí na jedno kompletní 60sekundové čištění.

Tři režimy čištění mezizubních prostor



Přizpůsobte každé čištění mezizubních prostor svým potřebám pomocí tří režimů. Režim Pulse masíruje a stimuluje dásně. Režim Clean je určen pro každodenní použití. A režim Sensitive dodá vaší pravidelné péči mimořádnou jemnost.

Trysky Standard a Comfort



Ústní sprcha se dodává se dvěma tryskami, které odstraní až 99,9 % plaku na čištěných místech*. Tryska N1 Standard zajišťuje důkladné čištění

mezi zuby. Tryska N2 Comfort s měkkou špičkou je navržena pro citlivé dásně. Každá tryska se může otáčet o 360 stupňů, aby vám pomohla vyčistit těžko přístupná místa, jako je zadní část úst.

15sekundový časovač



Díky 15sekundovému časovači ústní sprcha krátce zastaví proud vody, aby vám dala vědět, kdy je čas přejít do dalšího kvadrantu. Vaší ústní dutině tak pokaždé věnuje správnou dobu čištění.

Nabíjecí



Díky výdrži baterie až 14 dní je kompaktní ústní sprcha mimořádně praktická na cesty. Můžete ji snadno nabít doma před cestou nebo ji dobít pomocí nabíjecího kabelu USB-A, když jste na cestách.

Voděodolný




Kompaktní ústní sprcha má stupeň odolnosti proti vodě IPX7, takže je vhodná do koupelny.

Úložný prostor pro trysku



Využijte chytrý design a hlavici, kterou nepoužíváte, zasuňte do kanálku v horní části ústní sprchy. Kanálek slouží zároveň jako plnicí otvor.

Dva způsoby plnění



Zásobník na vodu můžete snadno naplnit dvěma způsoby. Buď zásobník vyjměte a naplňte jej jako sklenici – ideální, když je prázdný. Nebo jej doplňte pomocí plnicího otvoru v blízkosti nástavce trysky.

Specifikace

Režimy

Sensitive: Pro jemné čištění

Technické údaje

Spotřeba energie: Vypnutý stav <0,3 W,

Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

Design a provedení

Barva: Modrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Tělo kartáčku: Skládací provedení

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Úložný prostor pro trysku: Snadné skladování

trysky na cestách

Výkon

Čištění: Vyčištění celých úst vám zabere pouhých

60 sekund

Balení obsahuje

Nabíjecí kabel pro USB: 1

Kompaktní ústní sprcha: 1

Tryska N1 Standard: 1

Tryska N2 Comfort: 1

Režimy

Clean: Pro každodenní čištění

Pulzní: Pro stimulaci dásní

Přínos pro zdraví

Odstraňování zubního plaku: Na čištěných místech odstraňuje až 99 % zubního plaku

