

PHILIPS

sonicare



Ústní sprcha

Cordless Power Flosser 3000

Technologie Quad Stream

Při čištění vás navedou pulzující
vlny



HX3826/24

Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

Easy and convenient

- Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním
- Nenáročná technika
- Rychlé univerzální nabíjení s kabelem USB-A na malou zástrčku
- Standardní hlavice pro přesné čištění

Faster, more effective flossing

- Důkladné vyčištění za 60 sekund
- 2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity
- Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
- Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

An effortless clean with advanced technology

- Technologie Quadstream: odstraňuje plak pod linií dásní

Přednosti

Technologie Quad Stream




Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděljuje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistíte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

Čistí podél linie dásní



Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.

Technologie Pulse Wave




V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.

2 režimy, 3 intenzity



Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

Důkladné vyčištění za 60 sekund



S tryskou, která se otáčí o 360°, se dostanete i do obtížně dosažitelných míst. Zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhnete důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

Rychlé nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku




Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.

Nádržka o objemu 250 ml




Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.

Nenáročná technika



Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.

Standardní hlavice pro přesné čištění



Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Design a provedení

Barva: Mátová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Výkon

Čištění: Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin

Balení obsahuje

Bezdrátový Power Flosser: 1

Tryska F1 Standard: 1

Tryska F3 Quad Stream: 1

Nabíjecí kabel pro USB: 1

Síťový USB adaptér: 1

Režimy

Clean: Pro dokonalou čistotu každý den

Deep Clean: Pro hloubkové čištění mezizubních prostor

Stupně intenzity: 3

Přínos pro zdraví

Odstraňování zubního plaku: Na čištěných místech odstraňuje až 99 % zubního plaku*

Pod dásní: Prokazatelně odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní**

