

# PHILIPS

## sonicare



## Szájzuhany

### Compact Flosser 1000

Hatékony fogköztisztítás  
mindössze 60 másodperc alatt\*



HX3333/23

## Hatékony fogköztisztítás mindössze 60 másodperc alatt\*

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-át eltávolítja\*

A Philips Sonicare kompakt fogköztisztító gyors, hatékony, és bárhová magával viheti. A fogköztisztító mindössze 60 másodperc alatt távolítja el a lepedék 99,9%-át\* a fogak közül és a fogíny mentén.

#### Utazáshoz tervezve

- Összecsukható 200 ml-es tartály a könnyű tároláshoz és utazáshoz
- 14 napos akkumulátor-üzemidő két töltés között
- 2 az 1-ben fúvókátároló és töltőnyílás

#### A fogköztisztítás egy egyszerű módja

- Élvezze az Impulzus, a Tisztítás és Érzékeny üzemmódokat
- Két fúvóka a kíméletes és hatékony tisztításhoz
- Tisztítson meg minden negyedét, ne hagyjon ki egyetlen foltot sem
- IPX7 vízálló
- Kétféleképpen töltheti fel vízzel

## Fénypontok

### Kompakt és hordozható



A fogköztisztító egy összecusukható tartállyal rendelkezik, így könnyen tárolható vagy elcsomagolható a következő utazáshoz. A tartály 200 ml vizet képes tárolni, ami elegendő egy teljes, 60 másodperces tisztításhoz.

### Három fogköztisztítási mód



A három fogköztisztítási móddal fogápolási rutinját bármilyen igényéhez hozzáigazíthatja. Az Impulzus mód masszírozza és stimulálja az ínyeket. A Tisztítás a mindennapos használatra szolgál. Az Érzékeny pedig a mindennapos rutin egy extra kíméletes kiegészítéséhez.


### Standard és Comfort fúvókák



A fogköztisztító két fúvókával rendelkezik, amelyekkel a kezelt területeken a lepedék akár 99,9%-át is eltávolíthatja\*. Az N1 Standard

fúvóka hatékony tisztítást biztosít a fogak között. Az N2 Comfort fúvóka puha hegyével az érzékeny ínyekhez lett kifejlesztve. Minden fúvóka 360 fokban elforgatható, így a nehezen elérhető helyeket, például a száj hátsó részét is könnyedén megtisztíthatja.

### 15 másodperces ütemező



A 15 másodperces ütemezővel a fogköztisztító rövid időre leállítja a vízáramlást, hogy jelezze, mikor kell továbblépni a következő negyedre. Így minden alkalommal pontosan annyi időt szánhat a fogak tisztítására, amennyi szükséges.

### Újratölthető



A Compact fogköztisztító akár 14 napig is használható egyetlen feltöltéssel, így utazáshoz rendkívül praktikus. Könnyedén feltöltheti otthon, mielőtt útra indul, vagy utazás közben is az USB-A töltőkábel segítségével.

### Vízálló



A Compact fogköztisztító IPX7 vízállósági besorolással rendelkezik, így valóban fürdőszobabarát termék.

### Fúvókatartó



Okos kialakítása révén használat után a fúvókát a fogköztisztító tetején található csatornába helyezheti. A csatorna töltőnyílásként is szolgál.

### Két feltöltési mód



A víztartályt kétféle módon töltheti fel könnyedén. Vagy vegye ki a tartályt, és töltsse fel úgy, mint egy poharat – ideális, ha üres. Vagy töltsse fel a fúvókarögzítő közelében található töltőnyíláson keresztül.

## Műszaki adatok

### Módok

**Sensitive:** Gyengéd tisztításhoz

### Műszaki adatok

**Energiafogyasztás:** Kikapcsolt módban <0,3 W,  
Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

### Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Lila

### Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

### Egyszerű használat

**Markolat:** Összecsukható kialakítás

**Fúvócső:** Egyszerűen fel- és lepattintható

**Fúvókatartó:** Könnyen tárolható fúvóka  
utazáshoz

### Teljesítmény

**Tisztítás:** A teljes szájüreg megtisztítása 60  
másodperc alatt

### Tartozékok

**USB töltőkábel:** 1

**Compact fogköztisztító:** 1

**N1 Standard fúvóka:** 1

**N2 Comfort fúvóka:** 1

### Módok

**Clean:** A mindennapos tisztaságért

**Pulzáló funkció:** Az íny stimulálásához

### Egészségügyi előnyök

**Lepedék eltávolítás:** A kezelt területeken  
található lepedék 99%-át eltávolítja

