

PHILIPS

sonicare



Irygator do jamy
ustnej

Philips Sonicare Compact
Flosser 1000

Skuteczna irygacja w zaledwie 60
sekund*



HX3333/23

Skuteczna irygacja w zaledwie 60 sekund*

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Kompaktowe urządzenie Philips Sonicare Compact Flosser jest szybkie, skuteczne i gotowe do zabrania w dowolne miejsce. Usuwa do 99,9% płytki nazębnej* z przestrzeni międzyzębowych i wzdłuż linii dziąseł w zaledwie 60 sekund.

Kompaktowy, idealny na podróż

- Składany zbiornik o pojemności 200 ml ułatwia przechowywanie i przewożenie urządzenia.
- 14 dni pracy na baterii między ładowaniami
- Komora 2 w 1 do przechowywania nasadek i otwór do napełniania

Prosty sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

- Korzystaj z trybu pulsacyjnego, czyszczenia lub delikatnego
- Dwie nasadki do delikatnego i skutecznego czyszczenia
- Dokładne czyszczenie każdej ćwiartki jamy ustnej
- Wodoodporność klasy IPX7
- Dwa sposoby dodawania wody

Philips Sonicare Compact Flosser 1000

Irygator do jamy ustnej

HX3333/23

Zalety

Kompaktowy i przenośny produkt



Ten irygator o niewielkich rozmiarach ma dodatkowo składany zbiornik, dzięki czemu można go łatwo schować lub spakować na następną podróż. Zbiornik mieści do 200 ml wody, co wystarcza na jedno pełne 60-sekundowe czyszczenie.

Trzy tryby irygacji



Dopasuj każdą sesję do swoich potrzeb dzięki trzem trybom irygacji. Tryb pulsacyjny masuje i stymuluje dziąsła. Czyszczenie świetnie nadaje się do codziennego użytku. Tryb delikatny zapewnia natomiast dodatkową delikatność.

Nasadki Standard i Comfort



Irygator jest wyposażony w dwie końcówki, które usuwają do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*. Nasadka N1 Standard

zapewnia skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Nasadka N2 Comfort z miękką końcówką została zaprojektowana z myślą o wrażliwych dziąsłach. Każda nasadka obraca się o 360 stopni, ułatwiając irygację trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.

Wskaźnik upływu czasu co 15 sekund



Irygator na krótko zatrzymuje przepływ wody co 15 sekund, aby dać Ci znać, że czas przejść do następnego obszaru. Dzięki temu cała jama ustna jest irygowana odpowiednio długo, za każdym razem.

Akumulator (wielokrotne ładowanie)



Dzięki ładowaniu wystarczającym nawet na 14 dni urządzenie Compact Flosser jest bardzo poręczne w podróży. Można je łatwo naładować w domu przed wyjazdem lub doładować podczas podróży za pomocą kabla ładującego USB-A.

Odporny na działanie wody



Urządzenie Compact Flosser ma klasę wodoodporności IPX7, dzięki czemu możesz go używać w łazience bez żadnych obaw.

Przechowywanie nasadek



Korzystaj ze sprytnego rozwiązania konstrukcyjnego, chowając nieużywaną nasadkę do otworu w górnej części irygatora. otwór pełni również rolę kanału do napełniania.

Dwie metody napełniania



Zbiornik na wodę można łatwo napełnić na dwa sposoby. Możesz go zdjąć i napełnić jak szklanę — to idealne rozwiązanie, gdy zbiornik jest pusty. Możesz też uzupełnić wodę używając otworu do napełniania znajdującego się w pobliżu nasadki dyszy.

Philips Sonicare Compact Flosser 1000

Irygator do jamy ustnej

HX3333/23

Dane techniczne

Tryby

Delikatne czyszczenie: Dla delikatnego czyszczenia

Dane techniczne

Zużycie energii: Tryb wyłączenia <0,3 W, Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Fioletowy

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Składana konstrukcja

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Przechowywanie nasadek: Łatwa do przechowywania w podróży nasadka

Wydajność

Czyszczenie: Czyszczenie jamy ustnej w 60 sekund

Elementy zestawu

Przewód do ładowania USB: 1

Kompaktowy irygator: 1

Nasadka N1 Standard: 1

Nasadka N2 Comfort: 1

Tryby

Clean: Do czyszczenia na co dzień

Funkcja pulsacyjna: Do stymulacji dziąseł

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 99% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach

