

PHILIPS

sonicare



Ústny irigátor

Cordless Power Flosser 3000

Technológia Quad Stream

Impulzné vlny slúžia ako
navádzanie



HX3826/24

Čistenie medzizubných priestorov s QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % povlaku* v ošetrovaných oblastiach

Dôsledné čistenie medzi zubami bez námahy, ktorým zlepšíte zdravie svojich ďasien. Jedinečná špička Quad Stream vyčistí väčšiu plochu s menšou námahou a vždy vám prinesie efektívnejšie čistenie medzizubných priestorov, ktoré sa tak stáva jednoduchším.

Easy and convenient

- Technika bez námahy
- Rýchle univerzálne nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky
- Praktická 250 ml nádobka
- Štandardná špička na bodové čistenie

Faster, more effective flossing

- 2 režimy pre medzizubné priestory, 3 stupne intenzity
- Úplné čistenie za 60 sekúnd
- Technológia Pulse Wave zabezpečuje navádzanie od zubu k zubu
- Technológia Quad Stream pre rýchlejšie a účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

An effortless clean with advanced technology

- Technológia Quadstream: odstraňuje povlak spod ďasien

Hlavné prvky

Technológia Quad Stream




Jedinečná špička Quad Stream v tvare písmena X rozdelí prúd na 4 časti, ktoré vyčistia väčšiu oblasť medzi zubami a pozdĺž ďasien. Dosiahnite rýchlejšie a dôkladnejšie čistenie bez problémov so zubnou niťou.

Čistenie spod ďasien



Technológia Quadstream odstraňuje až 99 % povlaku zo 6 mm hlbokých parodontálnych váčkov.

Technológia Pulse Wave



Jemné pulzovanie vody v režime hĺbkového čistenia vás posúva a navádza od zubu k zubu, takže čistenie vždy zvládnete správnym spôsobom.

2 režimy, 3 stupne intenzity



Vyberte si spôsob čistenia, ktorý sa hodí k vášmu úsmevu. Režim čistenia prináša nepretržitý prúd na účinné každodenné čistenie. Režim hĺbkového čistenia pulzuje na zaistenie dôkladnejšieho čistenia. Úroveň intenzity si môžete nastaviť tak, aby to pre vás bolo pohodlné.

Úplné čistenie za 60 sekúnd




Získajte prístup k ťažko dostupným miestam vďaka tryske, ktorá sa otáča o 360°, takže zariadenie môžete používať v každom smere. Dôkladné 360° čistenie od začiatku do konca trvá len 60 sekúnd.

Rýchle nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky




Pohodlné nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky. Na jedno nabitie poskytuje až 14 dní čistenia.

250 ml nádobka




Do nádobky s objemom 250 ml sa zmestí dostatok vody na odporúčané 60-sekundové čistenie. Jednoducho otočte a odstráňte alebo použite bočný plniaci otvor na jednoduché dopĺňanie.

Technika bez námahy



Jednoducho namierte, stlačte a čistíte medzizubné priestory efektívnejšie. Namierte špičku medzi zuby a pozdĺž ďasna – a nechajte ju urobiť všetku prácu za vás!

Štandardná špička na bodové čistenie



Štandardná špička s jedným prúdom zintenzívňuje tlak na bodové čistenie a odstraňovanie zvyškov potravy v prípade potreby.

Technické údaje

Príkon

Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Mätová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Prídavný nadstavec: Lahko sa pripája a odpája

Charakteristika

Čistenie: Vyčistí celé ústa za 60 – 90 s

Pribalené príslušenstvo

Bezdrôtový Power Flosser: 1

Štandardná tryska F1: 1

Tryska F3 Quad Stream: 1

Nabíjací kábel USB: 1

Sieťový adaptér USB: 1

Režimy

Clean: Na každodenné dôkladné čistenie

Deep Clean: Na hlbkové medzizubné čistenie

Intenzity: 3

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje až 99% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Odstránenie povlaku spod ďasien: Preukázateľne odstraňuje až 99 % povlaku spod ďasien**

