

PHILIPS

AVENT

Laktator ręczny

Zestaw standardowy



SCF430

Proste odciąganie pokarmu

Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu

Przenośny laktator ręczny Philips Avent z technologią Natural Motion, zainspirowaną ssaniem dziecka w celu szybkiego odciągnięcia pokarmu. Pasuje do wszystkich brodawek i można łatwo regulować rytm i podciśnienie. Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny. Zobacz więcej poniżej

Łatwe czyszczenie

- Łatwe czyszczenie i składanie

Inne zalety

- Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

Wygoda użytkowania

- Łatwy sposób na wywołanie wypływu pokarmu przed lub pomiędzy karmieniami
- Odciąganie pokarmu i karmienie
- Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu
- Dostosuj rytm i intensywność odciągania

Przenośny i wygodny

- Idealny do okazjonalnego odciągania pokarmu, zawsze i wszędzie

Prostota, delikatność i skuteczność

- Pomaga stymulować przepływ mleka
- Miękką i dostosowującą się silikonową nakładką

Zalety

Technologia Natural Motion



Innowacyjna silikonowa tarcza, zainspirowana wyjątkowym ruchem ssącym dziecka, stymuluje sutek, aby ułatwić szybki wypływ mleka. Zapewnia wygodne i skuteczne odciąganie pokarmu.

Dostosowuje się do brodawek sutkowych



Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do każdej anatomii ciała. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki



Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki


responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

Przenośny i łatwy w użyciu




Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz prostsze i bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.

Stymuluje wypływ mleka



Wyjątkowy przenośny laktator ręczny — idealny dla matek, które muszą delikatnie odciągnąć pokarm w podróży lub przed karmieniem piersią.

Dostosowanie rytmu i intensywności odciągania



Dostosuj rytm i intensywność odciągania do swoich potrzeb i naturalnego wypływu mleka, zapewniając sobie maksymalny komfort.

Usiądź wygodnie



Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu.

Łatwe czyszczenie i składanie



Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie.

Odciąganie pokarmu i karmienie



Aby nakarmić dziecko odciągniętym pokarmem, wystarczy przymocować smoczek do butelki. Jeśli chcesz zachować mleko na później, zamknij butelkę za pomocą dołączonej przykrywki uszczelniającej.

Dane techniczne

Zawartość zestawu

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 4 szt.

Pokrywka zamykająca: 1 szt.

Ośłona nasadki: 1 szt.

Zestaw do odciągania pokarmu z uchwytem:

1 szt.

Woreczki na mleko: 5 szt.

Butelka 4 uncje: 1 szt.

Smoczek wolny: 1 szt.

Funkcje

Miękka i dostosowująca się nakładka: Delikatna stymulacja



* Na podstawie: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019, ((109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nurses, maj 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011