

PHILIPS

AVENT

基础呵护

Single Electric Breast

Pump

SCF323/11



轻松吸乳，从容应对

飞利浦新安怡电动吸乳器可保持最佳的乳汁流速，并能根据您的乳头大小和形状轻柔贴合。快捷、舒适、方便，为每位新手妈妈贴心设计。

个性化

- 个性化体验，4 + 4 档调节设置
- 所需部件较少，设置直观
- 记忆功能
- 小巧紧凑

轻柔、舒适

- 柔软、自适应的硅胶垫

Single Electric Breast Pump

基础呵护

SCF323/11

产品亮点

个性化体验



提供各种刺激和吸乳设置，根据您的需要进行精细调节。我们的吸乳器提供 4 档刺激设置和 4 档吸乳设置，可带来个性化体验。

柔软、自适应的硅胶垫



均码。硅胶垫可轻柔地伸缩，贴合您的乳头。

易于清洁和设置



我们的封闭式吸乳系统意味着乳汁不会进入导管，因此，可减少清洁工作。部件更少，重新组装也变得轻而易举。

记忆设定



了解您的喜好？吸乳器会自动记住您上次的设置，您要做的就是坐下来按启动按钮。

小巧紧凑



小巧紧凑的马达组件

规格

功率

USB-C 连接

市电电压: 5V 和 ≥ 1 A

不包含电源部件。不可充电，需要连接电源线才能使用。

材料

不含双酚 A*

包装内物品

马达组件

硅胶管

USB-C 线缆

自然原生系列奶瓶（125 毫升）

吸乳套件

螺口盖

