

PHILIPS

AVENT



单边电动吸乳器

Hands-free

模拟宝宝的自然吸吮节奏

吸乳时活动自如

易于使用、清洁与组装

贴合舒适，无缝适配



SCF531/22

解放双手，腾出更多时间。

模拟宝宝的自然饮奶节奏

飞利浦新安怡免手扶单边电动吸乳器旨在带来高效*且舒适的吸乳体验。它模拟宝宝的自然饮奶节奏，兼具强劲动力、轻柔触感与轻盈设计，是您理想的免手扶吸乳伴侣。

吸乳时活动自如

- 超轻集乳杯，活动更自由
- 佩戴舒适，活动不受限

模拟宝宝的自然吸吮节奏

- 模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*
- 静音吸乳

操作简便，易于清洁和组装

- 通过全透明集乳杯监测乳汁流速
- 个性化吸乳设置
- 部件较少，易于清洁和组装

贴合舒适，无缝适配

- 多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求
- 硅胶护罩可轻柔贴合乳房形状

产品亮点

模拟宝宝的自然吮吸节奏



宝宝最懂得如何吮吸！这就是我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝自然吮吸节奏的原因，这让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器每分钟最高吸乳 85 次，速度是大多数其他吸乳器的 2 倍**。

静音吸乳




近乎静音的马达组件能提供传统吸乳器所具备的强劲动力，但采用了紧凑、可佩戴的设计。搭配可充电电池，这款无绳马达组件可在任何地方高效吸乳而不会引人注意。

独特的 SkinSense 护罩



我们独特的 SkinSense 硅胶乳房护罩专为卓越的舒适度而设计，借助人体自然温度轻柔地贴合乳房轮廓。乳房护罩采用食品级硅胶制成，让您使用起来安心无忧。

透明集乳杯



透明集乳杯便于观察内部情况，有助于您正确放置乳头以获得最佳乳汁量，并直观跟踪乳汁量。从第一滴到最后一滴，让您充满信心地完成吸乳。

超轻集乳杯




我们的集乳杯空杯重量仅 100 多克，比完全可佩戴式吸乳器轻巧多达 3 倍。集乳杯可舒适地置于胸罩内，几乎察觉不到它的存在。

随心佩戴




吸乳器配备编织挂绳和衣物夹，马达组件可斜挎在身上或固定在腰带上。您可以自由选择佩戴方式，随时掌控吸乳过程。使用导管连接器和绳长调节器可精确调整贴合度。

个性化吸乳体验




可通过 8 档吸力大小刺激乳汁流出，通过 16 档吸力大小进行吸乳，助您充分利用每一次吸乳过程。吸乳过程中可随时微调，并且设备会自动记忆您的理想设置，随时准备好为您服务。

便于清洁与组装



我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。

找到合适的尺寸



我们致力于让每位妈妈都能获得最佳体验，而合适的尺寸是关键所在。我们的系列乳房护罩和喇叭罩尺寸适用于 99% 的妈妈。这些配件可单独购买，让您在吸乳时尽享卓越的舒适度。

规格

功率

来源: 可充电电池/USB-C (不含适配器)

材料

储存杯、前盖、乳房护罩盖: 聚丙烯
乳房护罩、隔膜、阀门、喇叭罩: 液态硅胶
硅胶管: 硅橡胶

包装内物品

USB-C 线缆: 1 件
挂绳: 1 件
可充电马达组件 (带可拆离固定夹): 1 件
集乳杯 (已组装): 1 件
硅胶管: 1 件
乳房护罩 (防尘罩) 盖: 1 件
乳房护罩 (21 毫米、24 毫米): 1 件装
乳头大小测量卡: 1 件
喇叭罩 (15 毫米、17 毫米、19 毫米): 1 件装

操作简易

吸乳器使用: 操作简便, 易于清洁和组装

功能

动作的灵活性: 免手扶吸乳
个性化设置: 吸乳模式下提供 16 档吸力大小, 刺激模式下提供 8 档吸力大小
马达组件: 可充电电池/USB-C, 电池充满电最多需要 1.5 小时, 电量大约可持续 5 次吸乳过程
乳房护罩和喇叭罩规格: 多种尺寸, 舒适贴合



* “高效”与产品的技术性能相关。
* *指的是吸乳器的吸吮频率。
* **基于我们全系列的乳房护罩和喇叭罩。