

PHILIPS

sonicare



구강 세정기

Compact Flosser 1000

단 60초 만에 효과적인 치간 세정*



HX3333/23

단 60초 만에 효과적인 치간 세정*

세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

필립스 소니케어 컴팩트 플로서는 빠르고 효과적이며 어디든 휴대할 수 있습니다. 플로서는 단 60초 만에 치아 사이와 잇몸을 따라 플라그*를 최대 99.9% 제거합니다.

외출할 때 편리한 컴팩트형

- 보관과 이동이 간편한 200ml 접이식 급수통
- 한 번 충전으로 14일의 배터리 수명
- 2-in-1 노즐 보관 및 주입 포트

치간 세정을 시작하기 위한 간편한 방법

- 순간작동, 세정 또는 민감 세정 모드
- 부드럽고 효과적인 세정을 위한 2개의 노즐
- 모든 영역을 세정하고 어느 한 곳도 놓치지 마세요
- IPX7 방수
- 물을 추가하는 두 가지 방법

Compact Flosser 1000

구강 세정기

HX3333/23

주요 제품

작고 휴대가 가능한 디자인



컴팩트한 디자인의 플로서에 접이식 급수통이 있어 보관하거나 여행에 휴대하기에 간편합니다. 급수통에는 최대 200ml의 물을 담을 수 있어 60초 동안 세척할 수 있습니다.

세 가지 치간 세정 모드



세 가지 치간 세정 모드로 모든 세션을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 순간작동 모드는 잇몸을 마사지하고 자극해 줍니다. 세정 모드는 일상용입니다. 민감 세정 모드는 일반 모드보다 약간의 부드러움을 더한 기능입니다.

표준 및 컴포트 노즐



플로서에는 2개의 노즐이 함께 제공되어 세정 부위의 플라그를 최대 99.9%까지 제거합니다*. N1 표준 노즐은 치아 사이를 강력하게 세정합니다. 부드러운 팁의

N2 컴포트 노즐은 민감한 잇몸을 위해 설계되었습니다. 각 노즐은 360도 회전이 가능하여 구강 뒤쪽과 같이 닿기 힘든 부위까지 치간 세정할 수 있습니다.

15초 페이스



15초 페이스 기능을 사용하면 플로서가 잠시 멈추어 4개의 구강 영역 중 다음 영역으로 이동할 때를 알려줍니다. 항상 구강 전체에 적당한 치간 세정 시간을 들일 수 있도록 해줍니다.

충전식



한 번의 충전으로 최대 14일간 사용 가능한 컴팩트 플로서는 이동이 매우 편리합니다. 여행 전에 집에서 쉽게 충전하거나 밖에서도 USB-A 충전 케이블로 충전할 수 있습니다.

방수



IPX7 방수 등급을 받은 컴팩트 플로서는 욕실에서 사용하기에 매우 편리합니다.

노즐 보관



사용하지 않을 때는 노즐을 플로서 상단의 홈에 집어넣어 스마트한 디자인을 최대한 활용하십시오. 채널은 충전 포트처럼 두 배까지 커집니다.

두 가지 주입 방법



급수통은 두 가지 방법으로 쉽게 채울 수 있습니다. 급수통이 비어 있다면 급수통을 분리해서 컵처럼 물을 채웁니다. 노즐 액세서리 근처에 있는 주입구를 사용하여 보충할 수도 있습니다.

Compact Flosser 1000

구강 세정기

HX3333/23

사양

모드

민감 세정: 부드러운 세정용

기술 사양

에너지 소비량: 꺼짐 모드 <0.3W, 디스플레이 미작동

대기 상태 <0.5W

디자인 및 마감

색상: 퍼플

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 접이식 디자인

노즐 액세서리: 간편한 탈부착

노즐 보관: 이동 중 보관이 쉬운 노즐

성능

세척: 60초 내 구강 전체 세정

구성품

USB 충전 케이블: 1개

컴팩트 플로서: 1

N1 표준 노즐: 1

N2 컴포트 노즐: 1

모드

세정: 매일 양치 가능

순간작동: 잇몸 자극용

구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 세정 부위의 플라그를 최대 99% 제거합니다

