

PHILIPS

sonicare



フィリップス ソニックケア
コードレスパワーフロッサー

Cordless Power Flosser
3000

X 型水流で広範囲の歯垢を除去
歯間移動ガイド機能付き



HX3823/31

X（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。

デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去*1 *1強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時 / フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があります）

ソニックケア コードレスパワーフロッサー3000 は、X 型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

簡単かつ便利

- タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる
- USB充電ケーブルを接続し、省スペースで充電可能
- 使い方は簡単

より速く、より効果的なフロス

- 2つのモード、3段階の強さ設定
- 360度回転するノズル
- 歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ
- 効果的に短時間で洗浄できる X 型水流

最新テクノロジーで簡単に洗浄

- カドストリームテクノロジー：歯肉縁下の歯垢を除去

Cordless Power Flosser 3000

フィリップス ソニックアーク コードレスパワーフロッサー

HX3823/31

特長

効果的に短時間で洗浄できる X 型水流



X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかりと除去。簡単に早く洗浄できます。

歯ぐきの下からしっかりきれいに



カドストリームテクノロジーが、6mm もの深い歯周ポケットから歯垢を最大 99% 除去します。

歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ




一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。（ディープクリーンモードのみ）

2つのモード、3段階の強さ設定



クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つからモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。

360度回転するノズル




ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

USB充電ケーブルで充電




USB充電ケーブルを接続し充電が可能です。充電器台がないため、省スペースで充電できます。（防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部カバーを閉じてください）

簡単に注水&清潔に保てる



約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。

使い方は簡単



ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかりと効果的に洗浄できます。

Cordless Power Flosser 3000

フィリップス ソニックアー コードレスパワーフロッサー

HX3823/31

仕様

電源

対応電圧: AC 100-240V (海外電圧対応)

仕様

エネルギー消費: オフモード <0.3 W, スタンバイ (ディスプレイオフ) <0.5 W

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ハンドル: スリムなデザイン
ノズル装着方式: はめ込み式

性能

クリーニング: クリーンモード(標準水圧で洗浄するモード)、ディープクリーンモード (一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄するモード)

内容・付属品

F3 カドストリームノズル: 1
トラベルバッグ: 1
USB 充電ケーブル: 1
USB電源アダプター: 1
ソニックアーコードレスパワーフロッサー: 1

モード

クリーン: 標準水圧での洗浄
ディープクリーン: 一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄
強さ: 3 段階

健康上の利点

歯肉縁下: 歯肉縁下の歯垢を最大 99%除去**

* **6mm の歯周ポケット模型の最深部 2mm において (実際の口内の結果は異なる場合があります)

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-09-19
バージョン: 2.2.3

EAN: 87 20689 04864 4

www.philips.com