

# PHILIPS

## sonicare



Genopladelig  
tandbørste

2100

Fjerner skånsomt 3 gange mere  
plak

2 styrker

Easy Start

SmartTimer og QuadPacer



HX4022/01

## Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød

Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak\*

Skift nemt til elektrisk børstning med Essential Philips Sonicare 2000 Series. Oplev op til 3 gange mere effektiv fjernelse af plak sammenlignet med en manuel tandbørste

### Ubesværet børstning

- Vælg din ideelle børstning
- Skift nemt til elektrisk børstning
- Tandbørstning med vejledning

### Tilpasset din livsstil

- 14-dages batterilevetid

### Mærk, hvordan Sonicare gør en forskel

- Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak\*
- Sonicare Fluid Action

# Vigtigste nyheder

## Sig farvel til plak



Denne elektriske tandbørste leveres med vores InterCare-børstehoved. De ekstra lange børstehår hjælper med at fjerne mere plak mellem tænderne og på svært tilgængelige steder.

## Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

## Intensitetsindstillinger



Få en behagelig børstning med 2 intensitetsindstillinger. Vælg mellem Medium og Low. Uanset om du ønsker lidt mere kraft eller et specifikt fokusområde for din børstning, kan du få det.

## Easy Start



Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.

## SmartTimer og QuadPacer



Gør børstning perfekt med Sonicares timer. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.

## Batterilevetid



Få op til 14 dages regelmæssig børstning på én fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.

# Specifikationer

## Intensiteter

**Lav:** Til følsomme tænder og følsomt tandkød

## Intensiteter

**Mellem:** Til rensning hver dag

## Strøm

**Spænding:** 100-240 V

## Tekniske specifikationer

**Brugstid (fuldt opladet til tom):** 14 dage

**Batteri:** Genopladelig

**Energiforbrug:** Standby-tilstand uden skærm <0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)

**Batteritype:** Litiumion

## Design og finish

**Farve:** Hvid

## Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Håndtagskompatibilitet:** Børstehoveder, der nemt klikkes på

**Batteriindikator:** Illumineret ikon indikerer batterilevetid

**Timer:** SmartTimer og QuadPacer

## Medfølgende dele

**Håndgreb:** 1 2100 genopladelig elektrisk tandbørste

**Børstehoved:** 2 InterCare

**Oplader:** 1

## Rensydelse

**Fjernelse af plak:** Op til 3 gange bedre bekæmpelse af plak\*

## Indstillinger

**Clean:** Giver en uovertruffen rensning hver dag

