

PHILIPS

sonicare



Burnos irigatorius

Cordless Power Flosser 3000

„Quad Stream“ technologija

Imp. srovės nukreipia tinkama linkme



HX3826/24

Tarpdančių valymas su nauja „QuadStream“ technologija

Pašalina iki 99,9 % apnašų* valomose vietose

Lengvai, kruopščiai išvalykite tarpdančius, kad pagerėtų dantenų sveikata. Unikalus „Quad Stream“ antgalis nuvalo daugiau ploto įdedant mažiau pastangų, kad tarpdančiai kaskart būtų išvalyti efektyviau, todėl lengva juos valyti teisingai.

Easy and convenient

- Greitas universalus įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį
- Lengvai pripildoma 250 ml talpa
- Pastangų nereikalaujanti technika
- Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti

Faster, more effective flossing

- 2 irigavimo režimai, 3 intensyvumo nustatymai
- Visiška švara per 60 sek.
- Impulsinės srovės technologija nukreipia nuo danties prie danties
- „Quad Stream“ technologija skirta greitesniam, veiksmingesniam tarpdančių valymui

An effortless clean with advanced technology

- „Quadstream“ technologija: pašalina apnašas iš po dantenų linijos

Ypatybės

„Quad Stream“ technologija




Unikalios „X“ formos „Quad Stream“ antgalis atskiria srovę į 4 vandens sroves, kurios apima didesnį plotą tarp dantų ir išilgai dantenų linijos. Išvalykite greičiau, giliau ir nevargdami su dantų siūlu.

Valo iš po dantenų linijos



„Quadstream“ technologija pašalina iki 99 % apnašų iš 6 mm gylio periodonto kišenių.

„Pulse Wave“ technologija



Švelnūs vandens impulsai padeda judėti nuo danties prie danties naudojant režimą „Deep Clean“, todėl tinkamai išsivalysite kiekvieną kartą.

2 režimai, 3 intensyvumai



Pasirinkite jūsų šypsenai tinkančią švarą. Režimas „Clean“ užtikrina nepertraukiamą srovę, skirtą efektyviam kasdieniam valymui. „Deep Clean“ impulsai skirti valyti kruopščiau. Intensyvumo lygis reguliuojamas taip, kad jaustumėtės maloniai.

Visiška švara per 60 sek.




Pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas naudodami 360 laipsnių besisukantį antgalį, kad prietaisą galėtumėte naudoti nukreipę bet kuria kryptimi. Kruopščiai išvalykite 360 laipsnių vos per 60 sek. nuo pradžios iki pabaigos.

Greitas įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį



Patogus įkrovimas naudojant USB-A jungtį ir mažo kištuko kabelį. Vienu įkrovimu dantis galite valyti iki 14 dienų.

250 ml talpa




250 ml talpoje telpa pakankamai vandens, kad galėtumėte valyti rekomenduojamas 60 sek. Norėdami lengvai pripildyti, tiesiog pasukite ir išimkite arba naudokite šonines užpildymo dureles.

Pastangų nereikalaujanti technika



Tiesiog nukreipkite, paspauskite ir efektyviai išvalykite tarpdančius. Nukreipkite antgalį tarp dantų ir palei dantenų liniją bei leiskite jam atlikti visą darbą už jus!

Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti



Standartinis vienos srovės antgalis veikia didesniu slėgiu, kad prireikus išvalytumėte konkrečią vietą ir pašalintumėte maisto apnašas.

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Dizainas ir apdaila

Spalva: Mėtų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

„Performance“

Valymas: Visą burną išvalysite per 60–90 sek.

Pridėti priedai

Belaidis „Power Flosser“ prietaisas: 1

„F1 Standard“ antgalis: 1

„F3 Quad Stream“ antgalis: 1

USB įkrovimo laidas: 1

USB sieninis adapteris: 1

Režimai

„Clean“: Kruopštus kasdienis valymas

„Deep Clean“: Gilus valymas tarp dantų

Intensyvumo nustatymai: 3

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 99 % apnašų valomose vietose*

Po dantenomis: Įrodyta, kad pašalina iki 99 % apnašų iš po dantenų linijos**

