

# PHILIPS

## AVENT

### Essential

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

## Zahmetsizce süt alın

Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudun kıvrımlarına nazikçe uyum sağlayarak her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunar.

#### Kişiyeye özel

- Kişiyeye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi
- Küçük parçalar ve sezgisel kurulum
- Hafıza fonksiyonu
- Küçük ve Kompakt
- Anne sütünü sağlıklı şekilde saklama

#### Hassas ve rahat

- Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

## Özellikler

### Kişiyi özel deneyim



Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiyi özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.

### Hafıza ayarı



Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.

### Yumuşak, uyarlanabilir silikon başlık



Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.

### Küçük ve Kompakt



Küçük ve Kompakt motor ünitesi

### Temizlemesi ve kurulumu kolaydır



Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.

### Anne sütünü sağlıklı şekilde saklama



Kullanışlı, önceden sterilize edilmiş, tek kullanımlık torbalar emziren annenin değerli anne sütü için güvenli bir saklama imkanı sağlar.

## Teknik Özellikler

### Güç

USB-C bağlantısı

Ana voltaj: 5 V ve  $\geq 1$  A

Güç kaynağı dahil değildir. Şarj edilemez, yalnızca kablolu olarak kullanılır.

### Malzeme

%0 BPA\*

### Paket içeriği

Anne sütü saklama poşetleri: 5 parça

Motor ünitesi

Silikon boru

USB-C kablosu

Natural biberon (125 ml)

Süt sağma kiti

Vidalı kapak

Kapatma plakası: 1 adet

Yavaş emzik: 1 adet

Göğüs pedleri: 4 parça

