

PHILIPS



IPL uređaj za uklanjanje
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentna dodatka; telo, lice,
bikini, pazuh

Lumea IPL aplikacija

Napajanje iz naponske mreže



BRI947/00

Prilagođen vama sa tehnologijom SenseIQ

Uživajte u 18 meseci glatke kože bez dlačica*

Uživajte u brzom i personalizovanom tretmanu sa našim aparatom Lumea IPL serije 8000. Tehnologija SenseIQ sa pametnim dodacima i aplikacija Lumea IPL za dugotrajno glatku kožu.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Brzo do rezultata sa tretmanima na svake 2 nedelje
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu
- Izuzetno dug kabl za dodatnu fleksibilnost tokom tretmana

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 4 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dlačica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenselQ

BRI947/00

Važne karakt.

2 puta mesečno za brze rezultate



Započnite sa početnom fazom od 4 tretmana na svake 2 nedelje – to je upola manje tretmana nego sa drugim brendovima. Zatim obavljajte mesečno doterivanje da biste održali rezultate.

Tehnologija SenselQ



Aparat Lumea serije 8000 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

Izuzetno dug kabl



Praktičan za upotrebu zahvaljujući izuzetno dugom kablju koji omogućava lak pristup i poboljšano rukovanje.

4 pametna dodatka



Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom. Bikini zona i pazuh: zakrivljen ka spolja za teško dostupna mesta.

Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

Philips Lumea IPL aplikacija



Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispupčen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

Dodatak za tretman lica: Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

Dodatak za tretman bikini zone: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman osjetljive bikini zone

Dodatak za pazuh: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman pazuha

Bezbednost i postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečava slučajno bljeskanje

Senzor SmartSkin: Indikator pravog podešavanja kada poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Na baterije / preko kabla: Napajanje iz naponske mreže

Tehničke specifikacije

Napon: 100–240 V

Lampa visokih performansi: Dizajniran da dugo traje, pruža 450.000 bljeskanja, što je jednako 39 godina radnog veka lampe**

Servisiranje

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Dodaci koji se dostavljaju

Uputstvo za upotrebu: Korisnički priručnik

Odlaganje: Torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vreme primene

Pazuh: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Delovi lica: 1,5 min

Donji deo nogu: 8,5 min



* Počevši nakon 3 tretmana. Smanjenje broja dlačica nakon 18 meseci: 86% na potkolenicama, 70% na bikini zoni, 67% na pazusima

** Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine