

PHILIPS

sonicare



Genopladelig
tandbørste

1100

Fjerner skånsomt 3 gange mere
plak

Easy Start

SmartTimer og QuadPacer

14-dages batterilevetid



HX3901/01

Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød

Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak*

Skift nemt til elektrisk børstning med Essential Philips Sonicare 1000 Series. Oplev op til 3 gange mere effektiv fjernelse af plak sammenlignet med en manuel tandbørste

Ubesværet børstning

- Skift nemt til elektrisk børstning
- Tandbørstning med vejledning

Tilpasset din livsstil

- 14-dages batterilevetid

Mærk, hvordan Sonicare gør en forskel

- Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak*
- Sonicare Fluid Action

Vigtigste nyheder

Sig farvel til plak



Denne elektriske tandbørste leveres med vores InterCare-børstehoved. De ekstra lange børstehår hjælper med at fjerne mere plak mellem tænderne og på svært tilgængelige steder.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare


Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Easy Start



Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.

SmartTimer og QuadPacer



Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.

Batterilevetid



Få op til 14 dages regelmæssig børstning på én fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.

1100

Genopladelig tandbørste

HX3901/01

Specifikationer

Intensiteter

Mellem: Til rensning hver dag

Strøm

Spænding: 100-240 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm
<0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer
batterilevetid

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der

nemt klikkes på

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Timer: SmarTimer og QuadPacer

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 1100 genopladelig elektrisk
tandbørste

Børstehoved: 1 InterCare

Oplader: 1 opladningskabel

Rensedydelse

Fjernelse af plak: Op til 3 gange bedre
bekæmpelse af plak*

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 8 cm

Length: 4.5 cm

Net weight: 0.309 kg

Gross weight: 0.36 kg

GTIN: 8720689043670

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Ydre æske

Height: 25 cm

Width: 10 cm

Length: 15.8 cm

Net weight: 0.927 kg

Gross weight: 1.192 kg

GTIN: 18720689043677

Pallet Layer

Height: 25 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palle

Height: 112.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 222.48 kg

Gross weight: 297.34 kg

GTIN: 68720689043672

