

PHILIPS

sonicare



Oplaadbare
tandenborstel

2100

Verwijdert op zachte wijze 3x
meer tandplak

2 sterktes

Easy Start

SmartTimer en QuadPacer



HX4023/02

Essentiële reiniging voor gezonde tanden en gezond tandvlees

Verwijdert op voorzichtige wijze tot 3x meer tandplak*

Stap moeiteloos over op elektrisch poetsen met de Philips Sonicare 2000-serie. Profiteer van tot 3x meer tandplakverwijdering dan met een gewone tandenborstel

Moeiteloos poetsen

- Uw beste poetsstand kiezen
- Eenvoudige overstap op elektrisch poetsen
- Begeleide poetsbeurten

Ontworpen voor uw lifestyle

- Levensduur batterij 14 dagen

Voel de zorg van Sonicare

- Verwijdert op voorzichtige wijze tot 3x meer tandplak*
- Sonicare Fluid Action

Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden



Deze elektrische tandenborstel wordt geleverd met onze Intercare-opzetborstel. De extra lange borstelharen helpen meer tandplak tussen de tanden en op moeilijk bereikbare plekken te verwijderen.

Sonicare Fluid Action




Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 31.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

Intensiteitsinstellingen



Geniet van een prettige reiniging met 2 intensiteitsinstellingen. Kies tussen Gemiddeld en Laag. Of u nu net iets krachtiger wilt poetsen of een specifiek doel hebt met uw poetsbeurt, het kan allemaal.

Easy Start




Het Sonicare easy-start-programma is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder met een elektrische tandenborstel heeft gepoetst. Het programma geeft u de optie om geleidelijk en voorzichtig de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 keer poetsen.

SmartTimer en QuadPacer



Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 30 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

Levensduur accu



Na één keer volledig laden kunt u tot wel 14 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

2100

Oplaadbare tandenborstel

HX4023/02

Specificaties

Intensiteiten

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Intensiteiten

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W (automatisch bereikt binnen 1 minuut)

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Timer: SmarTimer en QuadPacer

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 2100 oplaadbare tandenborstel

Opzetborstel: 1 InterCare

Reisetui: 1

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 5.5 cm

Length: 13.8 cm

Net weight: 0.322 kg

Gross weight: 0.409 kg

GTIN: 8720689046534

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Omdoos

Height: 25 cm

Width: 15.8 cm

Length: 18.8 cm

Net weight: 0.966 kg

Gross weight: 1.395 kg

GTIN: 18720689046531

Pallet Layer

Height: 25 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Pallet

Height: 113.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 115.92 kg

Gross weight: 192.66 kg

GTIN: 68720689046536

