

PHILIPS

sonicare



3-pack
borsthuvuden

I InterCare

Når långt ned mellan tänderna
Medelmjuk



HX9003/87

Borsthuvudet för vardagsrengöring

Når långt ned mellan tänderna

Ta bort dold plack mellan tänderna med detta InterCare-borsthuvud från Philips Sonicare. För en fantastisk rengöring varje dag.

Vårda vår planet

- Gjord med 70 % biobaserad plast
- Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

Lätt att använda på alla sätt

- Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste
- Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

För optimala prestanda

- Har bevisats leverera effektiv munvård
- Djuprengöring mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen
- Sonicares vätskeverkan

Funktioner

Rengör mellan tänderna



Vårt InterCare-borsthuvudet har extra långa borststrån som hjälper till att ta bort upp till tre gånger mer plack** mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen.

Sonicarens vätskeverkan




Philips Sonicare-tandborstar rengör och vårdar tänder och tandkött varsamt men effektivt med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Kliniskt testad



Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.

Bytespåminnelser



Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

Design med klickfäste




Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.*** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.

Biobaserad plast



Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.*

Pappersbaserad förpackning



Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.

Specifikationer

Design och finish

Borsthårdhet: Medelmjuk

Färg: Vit

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Storlek: Standard

Smart borsthuvudsidentifiering

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Inte lämpliga för: Philips One

Kompatibla tandborstar: Philips Sonicare

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 3 I InterCare

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad

Testad: för optimal användning

Fördelar: Plackborttagning

