

PHILIPS

sonicare



Laddningsbar
tandborste

4100

Tar försiktigt bort 5 gånger mer
plack

Trycksensor

4 borstinställningar

EasyStart



HX4042/47

Väsentlig vård för friska tänder och tandkött

Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack*

Byt smidigt till elektrisk borstning med Philips Sonicare 4000 Series. Få upp till fem gånger mer plackborttagning jämfört med en manuell tandborste

Enkel borstning

- Byt enkelt till elektrisk borstning
- Vägleda borstningssessioner
- Välj din perfekta rengöringsupplevelse

Utformad för din livsstil

- 21 dagars batteritid

Känn omsorgen från Sonicare

- Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack*
- Sonicares vätskeverkan
- Skydda tandköttet med vår trycksensor

Funktioner

Säg farväl till plack




Den här elektriska tandborsten levereras med vårt W-borsthuvud. Den använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till fem gånger mer plack* samtidigt som den ger hela munnen en uppfriskande rengöring.

Sonicares vätskeverkan



Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 31 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Trycksensor



Det är lätt att borsta för hårt, och därför har den här Philips Sonicare-tandborsten en smart optisk sensor som känner av för hårt tryck. Om du

borstar för hårt avger den lätta vibrationer som påminner dig om att minska trycket för att skydda tandköttet.

Lägen och intensitetsnivåer



Få en behaglig rengöring med fyra borstinställningar. Välj mellan lägena Gentle och Clean och en av två intensitetsinställningar. Oavsett om du vill ha lite mer effekt eller fokusera på en specifik del så går det att ställa in.

EasyStart



Sonicares EasyStart-program har utformats för personer som precis har börjat borsta med en elektrisk tandborste. Programmet ger dig möjlighet att gradvis och försiktigt öka borsteffekten under de första 14 borstningarna.

SmartTimer och QuadPacer



Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 30 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmartTimer att borstningen är klar.

Batteriets livslängd



Få upp till 21 dagars regelbunden borstning efter en full laddning. Gör din borstningsrutin ännu smidigare.

4100

Laddningsbar tandborste

HX4042/47

Specifikationer

Intensitetsnivåer

Låg: För känsliga tänder/känsligt tandkött

Intensitetsnivåer

Medium: För daglig rengöring

Effekt

Spänning: 100–240 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 21 dagar

Energiförbrukning: Standby utan display < 0,5 W
(nås automatisk inom en minut)

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Lyxig lila

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Skafthkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Timer: SmarTimer och QuadPacer

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 4100 laddningsbar tandborste

Borsthuvud: 2 Optimal White W

Resefodral: 1

Laddare: 1

Rengöringsprestanda

Plackborttagning: Tar bort upp till fem gånger mer plack*

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Friskare tandkött: Masserar tandköttet varsamt

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 13.8 cm

Length: 5.5 cm

Net weight: 0.336 kg

Gross weight: 0.425 kg

GTIN: 8720689046800

Country of origin: CN

Ytterförpackning

Height: 25 cm

Width: 15.8 cm

Length: 18.8 cm

Net weight: 1.008 kg

Gross weight: 1.423 kg

GTIN: 18720689046807

Pallet Layer

Height: 25 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

