

PHILIPS

sonicare



Зубная щетка на
аккумуляторах

2100

Бережно удаляет в 3 раз
больше налета

2 уровня интенсивности

Функция легкого привыкания

SmartTimer и Quadpacer



HX4022/04

Необходимая забота о здоровье зубов и десен

Бережно удаляет до 3 раз больше налета*

Легко перейдите на электрическую зубную щетку с моделью серии Philips Sonicare 2000. Оцените до 3 раз более эффективное удаление налета относительно обычной зубной щетки

Чистка зубов стала еще проще

- Найдите себе комфортный стиль чистки
- Простой переход на чистку электрической щеткой
- Чистка с рекомендациями

Создана с учетом вашего ритма жизни

- 14 дней работы от аккумулятора

Бережный уход Sonicare

- Бережно удаляет до 3 раз больше налета*
- Плавные движения Sonicare

Основные особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Эта электрическая зубная щетка поставляется с чистящей насадкой InterCare. Ее длинные щетинки помогут эффективнее удалять налет между зубами и в труднодоступных участках.

Плавные движения Sonicare



Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 31 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Настройки интенсивности




Оцените комфортную чистку с 2 уровнями интенсивности — выберите среднюю или низкую интенсивность согласно своим предпочтениям и цели чистки.

Функция легкого привыкания




Программа Sonicare Easy Start предназначена для тех, кто только начинает пользоваться электрической зубной щеткой. Эта программа позволит привыкнуть к работе с щеткой, постепенно повышая мощность в течение первых 14 сеансов.

SmartTimer и QuadPacer



Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 30 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmartTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

Срок службы батареи



До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

Характеристики

Уровни интенсивности

Низкий: Для чувствительных десен и зубов

Уровни интенсивности

Средняя: Для повседневной чистки

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней

Батарея: Перезарядка

Энергопотребление: Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт (автоматически достигается в течение 1 минуты)

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Цвет морской волны

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Таймер: SmartTimer и QuadPacer

В комплекте

Ручка: Электрическая щетка 2100 с аккумулятором, 1 шт.

Насадка для зубной щетки: InterCare, 2 шт.

Зарядное устройство: 1

Качество чистки

Удаление налета: Удаляет в 3 раза больше налета*

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

