

PHILIPS

sonicare

Philips Sonicare
Brilliant Clean

Sonic electric toothbrush

Écran intelligent

Technologie sonore avancée

Capteur de pression

2 modes de brossage

HX3792/22



Brossage intelligent pour un nettoyage personnalisé et en douceur

Profitez d'un niveau de soins bucco-dentaires inédit

L'écran intelligent intégré affiche vos performances de brossage au quotidien. Utilisez la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense pour une expérience de brossage exceptionnelle.

Optimisez votre brossage

- Écran intelligent pour l'affichage instantané des performances de brossage
- Programme Easy-Start pour faciliter la transition
- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie vous offre un brossage efficace tout en douceur

Protège vos gencives

- La tête de brosse C3 absorbe la pression excessive exercée sur vos gencives

Nettoyage doux et personnalisé

- 2 modes : Clean, White

Caractéristiques

Écran intelligent



L'écran intelligent fournit des indications en temps réel sur la pression pendant le brossage, la durée du brossage, l'autonomie de la batterie et vous signale même lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. En un clic, prenez connaissance des messages clés et améliorez vos habitudes de brossage sans installer d'application.

Action de fluide Philips Sonicare



Le mouvement unique de notre balayage sonique est soigneusement calibré pour créer de légères microbulles qui atteignent les espaces interdentaires. Les 31 000 mouvements par minute** nettoient vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Une routine simplifiée



La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les

dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

C3 Premium Plaque Defense



La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense est recouverte de gel. Elle absorbe en douceur la pression excessive exercée sur vos gencives et vos dents pour un nettoyage optimal. La partie supérieure des brins est arrondie et la conception en arc augmente la surface de contact des brins, pour protéger les gencives et les nettoyer efficacement.

2 modes de brossage

Brilliant Clean de Philips Sonicare propose 2 modes de brossage pour tous vos besoins. Le mode Clean offre un nettoyage quotidien exceptionnel. Le mode White élimine efficacement les taches.

Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Spécifications

Alimentation

Tension: 5 Vdc

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose pâle métallisé

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Manche: 1 Philips Sonicare Brilliant Clean

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3

Chargeur: 1 chargeur

Performances de brossage

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel (2 minutes)

Blanc: Élimine les taches sur les dents (2 minutes 30 secondes)

