

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
reîncărcabilă

4100

Elimină delicat de 5 ori mai multă
placă bacteriană

Senzor de presiune

4 setări de periere

Utilizare ușoară



HX4043/48

Îngrijire esențială pentru dinți și gingii sănătoase

Elimină delicat până la de 5 de ori mai multă placă bacteriană*

Treci la periajul electric fără efort cu Philips Sonicare seria 4000 Bucură-te de o îndepărtare a plăcii bacteriene de 5 ori mai mare decât o periuță de dinți manuală

Periere fără efort

- Treci ușor la periajul electric
- Alege o experiență ideală de curățare
- Sesiuni de periere ghidate

Concepută pentru stilul tău de viață

- Durată de viață a bateriei de 21 de zile

Simte grija oferită de Sonicare

- Elimină delicat până la de 5 de ori mai multă placă bacteriană*
- Sonicare Fluid Action
- Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul nostru de presiune

Repere

Spune adio plăcii bacteriene




Această periuță de dinți electrică este prevăzută cu capul de periere W. Acesta utilizează peri denși pentru a oferi până la de 5 ori mai multă îndepărtare a plăcii bacteriene*, în timp ce îți tratează întreaga gură printr-o curățare revigorantă.

Sonicare Fluid Action



Periuțele de dinți Philips Sonicare curăță delicat, dar eficient și îngrijesc dinții și gingiile cu până la 31.000 de mișcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susține curățarea prin acționarea fluidului adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Senzor de presiune



Este ușor să periezi prea tare, astfel încât această periuță de dinți Philips Sonicare are un senzor optic inteligent pentru a detecta presiunea

excesivă. Dacă periezi prea tare, te va informa prin vibrații blânde, ca un memento pentru a ușura presiunea și a ajuta la protejarea gingiilor.

Moduri și intensități



Bucură-te de o curățare plăcută cu 4 setări de periere. Alege între modurile Gentle și Clean și o setare din nouă de intensitate. Fie că dorești un pic mai multă vigoare sau accent specific pentru curățarea ta, se poate realiza.

Utilizare ușoară



Programul Sonicare cu utilizare ușoară este conceput pentru cei care sunt la început în ceea ce privește periajul cu o periuță de dinți electrică. Programul îți oferă opțiunea unei creșteri treptate și ușoare a puterii de periere pe parcursul primelor 14 curățări.

SmartTimer și QuadPacer



Contorizează-ți timpul sesiunii cu cronometrele de curățare Sonicare. La fiecare 30 secunde, BrushPacer te îți va solicita să cureți o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.

Durată de viață a bateriei



Beneficiezi de până la 21 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.

4100

Periuță de dinți reîncărcabilă

HX4043/48

Specificații

Niveluri de intensitate

Redusă: Pentru dinți și gingii sensibile

Niveluri de intensitate

Medie: Pentru o curățare zilnică

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 21 de zile

Consum de energie: Standby fără afișaj <0,5 W
(se ajunge automat în 1 minut)

Tip baterie: Litium ION

Design și finisaj

Culoare: Albastru marin

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Cronometru: SmarTimer și QuadPacer

Articole incluse

Mâner: 1 periuță reîncărcabilă 4100

Toc de transport: 1

Cap de periere: 1 cap Optimal White W

Încărcător: 1

Performanță de curățare

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină de până la 5 ori mai multă placă bacteriană*

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Gum Health: Îți masează delicat gingiile

