

PHILIPS

Kostka UV do
golarek

Accessories

Zabija do 99,9% bakterii**

Silne właściwości dezynfekujące

UVC10/00



Ciesz się wyjątkowo higienicznym* goleniem każdego dnia

Zabija do 99,9% bakterii**

Ciesz się czystym i higienicznym goleniem każdego dnia dzięki kostce UV do golarek, która zabija do 99,9% bakterii**.

Zgodność

- Zgodność z Kostką UV do golarek

Silne właściwości dezynfekujące

- Silne właściwości dezynfekujące

Zabija do 99,9% bakterii**

- Zabija do 99,9% bakterii**

Zalety

Zabija do 99,9% bakterii**



Dzięki stacji do dezynfekcji UV do golarek Philips powierzchnia golarki jest poddawana działaniu promieniowania UV. Urządzenie posiada 3 wbudowane diody LED UV-C o długości fali 275 nm, które zabijają do 99,9% bakterii**, zapewniając czyste i higieniczne golenie.

Silne właściwości dezynfekujące



Stacja do dezynfekcji UV do golarek wykorzystuje światło UV-C. Dzięki krótkiej długości fali promieniowanie UV-C znane jest ze

swoich silnych właściwości dezynfekujących. Promieniowanie UV-C skutecznie unieszkodliwia mikroorganizmy, dzięki czemu stanowi skuteczny środek do bezpiecznej dezynfekcji powierzchni przedmiotów i przestrzeni. Stacja do dezynfekcji UV do golarek

Zgodność ze stacją do dezynfekcji UV do golarek



Stacja do dezynfekcji UV do golarek jest zgodna z serią 5000X.

Dane techniczne

Elementy zestawu

Stacja do dezynfekcji UV do golarek

Dane techniczne

Pasuje do modelu golarki:: X5001/00, X5002/00, X5003/00, X5004/00, X5004/84, X5005/00, X5005/05, X5006/00, X5006/05, X5006/06, X5006/07, X5006/85, X5007/00, X5009/00, X5012/00, X5012/05



* Kiedy używać stacji do dezynfekcji UV do golarek

** Zabija 99,9% bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na powierzchni golarki w ciągu 10 minut, przetestowane przez niezależne laboratorium.