

PHILIPS

sonicare



Nabíjecí zubní
kartáček

Series 6100

Odstraňuje 10x více plaku*

Šetrný k citlivým zubům a dásním

Technologie Sonicare nové
generace

Vizuální senzor přítlaku



HX7403/07

Pokročilá péče o citlivé zuby a dásně

Jemně odstraňuje 10x více plaku*

Důkladné čištění může být stále šetrné k citlivým zubům a dásním a odstranit 10x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.

Čištění zubů bez námahy

- Vyberte si ideální způsob čištění
- Naváděné čištění
- Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

Navrženo pro váš životní styl


- Vozte si péči s sebou, kamkoliv zamíříte
- 21 dní pravidelného čištění

Užijte si péči Sonicare

- Mimořádná jemnost pro citlivé zuby
- Technologie Sonicare nové generace
- Pomozte chránit své dásně díky senzoru přítlaku


Přednosti

Mimořádná péče o citlivé zuby




I důkladné čištění může být k citlivým zubům a dásním šetrné. Hlavice kartáčku S2 Sensitive disponuje jedinečným provedením s dlouhými, tenkými a mimořádně měkkými vlákny, díky kterým je každý pohyb kartáčku jemný. Díky více než 3000 hustě osazených vláken vám pomůže odstranit 10x víc plaku než ruční zubní kartáček*.

Technologie Sonicare nové generace



Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologii Sonicare nové generace, která zajišťuje skutečně rovnoměrné vyčištění celé ústní dutiny. Motor automaticky upravuje výkon, takže nedojde k jeho poklesu, když se dostanete na špatně dostupná místa. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s až 62 000 pohyby vláken. Působení kapaliny Sonicare vlákna při čištění podporuje vháněním kapaliny hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Vizuální senzor přítlaku



Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírníte intenzitu čištění a vaše dásně zůstanou chráněné.

Režimy a intenzity



Vylepšete své čištění pomocí 6 režimů čištění. Chcete vyšší intenzitu čištění, nebo specifické zaměření? Není problém. Vyberte si mezi režimem Clean a Sensitive a zvolte jedno ze tří nastavení intenzity.

cestovní pouzdro



Naše cestovní pouzdro vám umožní vzít si své zařízení na cesty. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.

SmartTimer a BrushPacer



Dovedte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

Ukazatel výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.

Výdrž baterie 21 dní



Dopřejte si až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při každodenním čištění zubů.

Series 6100

Nabíjecí zubní kartáček

HX7403/07

Specifikace

Stupně intenzity

Vysoká: Chcete-li zlepšit čištění

Střední: Pro každodenní čištění

Nízká: Pro citlivé zuby a dásně

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití):

21 dní

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez

displeje 0,08 W

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Námořnická modř

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává

životnost baterie

cestovní pouzdro: cestovní pouzdro

Časovač: Funkce BrushPacer a SmartTimer

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 nabíjecí kartáček 6100

cestovní pouzdro: 1 cestovní pouzdro

Hlavice kartáčku: 3 S2 Sensitive

Nabíječka: 1 nabíječka USB-A

Výkon čištění

Odstraňování zubního plaku: Až 10x účinnější*

Frekvence: 62 000 pohybů kartáčkem / min

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Sensitive: Pro citlivé zuby a dásně

Technologie Smart Sensor

Kontrola tlaku: Světelný kroužek se rozsvítí

nachově, Vibrace a pulzující zvuk

Připomenutí výměny: Funkce BrushSync vám dá vždy vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

