

PHILIPS

sonicare

Nabíjecí zubní
kartáček

Series 6500

Odstraňuje 10x více plaku*

Šetrný k citlivým zubům a dásním

Technologie Sonicare nové
generace

Vizuální senzor přítlaku



HX7411/10

Pokročilá péče o citlivé zuby a dásně

Jemně odstraňuje 10x více plaku*

Důkladné čištění může být stále šetrné k citlivým zubům a dásním a odstranit 10x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.

Čištění zubů bez námahy

- Vyberte si ideální způsob čištění
- Naváděné čištění
- Postřehy k čištění jako na dlani
- Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

Navrženo pro váš životní styl


- 21 dní pravidelného čištění
- Vezměte péči s sebou, nabíjejte kdekoli

Užijte si péči Sonicare

- Mimořádná jemnost pro citlivé zuby
- Technologie Sonicare nové generace
- Pomozte chránit své dásně díky senzoru přítlaku


Přednosti

Mimořádná péče o citlivé zuby




I důkladné čištění může být k citlivým zubům a dásním šetrné. Hlavice kartáčku S2 Sensitive disponuje jedinečným provedením s dlouhými, tenkými a mimořádně měkkými vlákny, díky kterým je každý pohyb kartáčku jemný. Díky více než 3000 hustě osazených vláken vám pomůže odstranit 10x víc plaku než ruční zubní kartáček*.

Technologie Sonicare nové generace



Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologii Sonicare nové generace, která zajišťuje skutečně rovnoměrné vyčištění celé ústní dutiny. Motor automaticky upravuje výkon, takže nedojde k jeho poklesu, když se dostanete na špatně dostupná místa. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s až 62 000 pohyby vláken. Působení kapaliny Sonicare vlákna při čištění podporuje vháněním kapaliny hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Vizuální senzor přítlaku




Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírníte intenzitu čištění a vaše dásně zůstanou chráněné.

Režimy a intenzity



Vylepšete čištění zubů pomocí 9 nastavení. Nezáleží na tom, jestli potřebujete trochu aktivnější čištění nebo se při něm na něco zaměřit – vše je pro vás připraveno. Vyberte si mezi režimy Clean, Sensitive a White. Vyberte si jedno ze tří nastavení intenzity.

Aplikace Philips Sonicare



Dosáhnete svých cílů v oblasti zdraví ústní dutiny pomocí zubního kartáčku a aplikace Sonicare. Tato dvojice vám bezprachně zajistí naváděné čištění, tipy a triky a obsah určený právě pro vás. Společně se nedají zastavit.

Nabíjecí cestovní pouzdro




Naše nabíjecí cestovní pouzdro s integrovaným nabíjecím portem, který vám umožňuje nabíjet vaše zařízení na cestách. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.

SmartTimer a BrushPacer



Dovedte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

Ukazatel výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.

Výdrž baterie 21 dní



Dopřejte si až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při každodenním čištění zubů.

Specifikace

Stupně intenzity

Vysoká: Chcete-li zlepšit čištění

Střední: Pro každodenní čištění

Nízká: Pro citlivé zuby a dásně

Aktualizace produktu

Trvání podpory: Společnost Philips bude zajišťovat nutné bezpečnostní aktualizace do 31. prosince 2026.

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 21 dní

Baterie: Nabíjecí

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez displeje 0,08 W

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Černá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony se systémem Android s Bluetooth 4.0 a vyšším

Bezdrátová technologie Bluetooth: Aplikace pro čištění zubů

Kompatibilita se systémy iOS: iPhone s Bluetooth 4.0 a vyšším

Snadné použití

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

cestovní pouzdro: Nabíjecí cestovní pouzdro

Časovač: Funkce BrushPacer a SmartTimer

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 nabíjecí kartáček 6500

cestovní pouzdro: 1 cestovní pouzdro

Hlavice kartáčku: 1 hlavice S2 Sensitive

Nabíječka: 1 nabíječka USB-A

Výkon čištění

Odstraňování zubního plaku: O 1000 % účinnější*

Frekvence: 62 000 pohybů kartáčkem / min

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové skvrny

Sensitive: Pro citlivé zuby a dásně

Technologie Smart Sensor

Kontrola tlaku: Světelný kroužek se rozsvítí nachově, Vibrace a pulzující zvuk

Připomenutí výměny: Funkce BrushSync vám dá vždy vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Aplikace Sonicare

Sledování a přehledy o pokroku: Monitoruje vzorce čištění zubů v průběhu času a pomáhá vám udržovat zdraví ústní dutiny.

