

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
recarregável

Series 6100

Remoção de 10 vezes mais placa  
bacteriana\*

Suave para dentes e gengivas  
sensíveis

Tecnologia Next Generation

Sonicare

Sensor de pressão visual



HX7401/11

## Cuidado avançado para dentes e gengivas sensíveis

Elimina 10 vezes mais placa bacteriana\*

Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis e remover 10 vezes mais placa bacteriana\*. Com a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para uma limpeza potente mas suave, mesmo nas áreas difíceis de alcançar.

### Escovagem sem esforço

- Escolha a sua experiência de limpeza ideal
- Sessões de escovagem orientadas
- Continue a escovar da melhor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

### Desenvolvida para o seu estilo de vida


- 21 dias de escovagem regular

### Sinta o cuidado da Sonicare

- Extra suave para dentes sensíveis
- Tecnologia Next Generation Sonicare
- Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

# Destaques

### Cuidado extra para dentes sensíveis




Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis. Esta cabeça de escova S2 Sensitive apresenta um design único com cerdas longas, finas e extra macias que mantêm uma escovagem suave. Com mais de 3000 cerdas densas, ajuda-o a remover 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual\*.

### Tecnologia Sonicare de próxima geração



Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para lhe proporcionar uma limpeza verdadeiramente uniforme em toda a boca. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

### Sensor de pressão visual



Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão e as suas gengivas permanecerão protegidas.

### Modos e intensidades




Melhore a sua limpeza com 6 definições de escovagem. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis. Escolha entre o modo Clean e Sensitive. Escolha uma das três definições de intensidade.

### SmartTimer e BrushPacer



Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 20 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

### Lembrete de substituição



Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.

### 21 dias de vida útil da bateria



Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

## Series 6100

Escova de dentes recarregável

HX7401/11

# Especificações

### Intensidades

**Elevada:** Para melhorar a limpeza

**Média:** Para limpeza diária

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

### Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

### Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã 0,08 W

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

### Design e acabamento

**Cor:** Preto

### Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

### Fácil de utilizar

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Temporizador:** BrushPacer e SmartTimer

### Itens incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 6100

**Cabeça de escova:** 1 S2 Sensitive

**Carregador:** 1 carregador USB-A

### Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Até 10x mais eficaz\*

**Velocidade:** 62 000 movimentos da escova/min.

### Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Sensível:** Para dentes e gengivas sensíveis

### Tecnologia de sensor inteligente

**Resposta da pressão:** O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração e som pulsante

**Lembrete de substituição:** O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

