

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα

Series 6100

Αφαιρεί έως και 10 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα*

Απαλή για τα ευαίσθητα δόντια
και ούλα

Τεχνολογία Sonicare επόμενης
γενιάς

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



HX7401/12

Προηγμένη φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα*

Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα με 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς
- Καθοδηγούμενο βούρτσισμα
- Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας


- Η φροντίδα σας ακολουθεί παντού
- Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

Νιώστε τη φροντίδα της Sonicare

- Εξαιρετικά απαλή με τα ευαίσθητα δόντια
- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
- Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης

Χαρακτηριστικά

Επιπλέον φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια




Ο σχολαστικός καθαρισμός δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive διαθέτει μοναδική σχεδίαση με μακριές, λεπτές, εξαιρετικά μαλακές τρίχες, ώστε κάθε πέρασμα να προστατεύει δόντια και ούλα. Με περισσότερες από 3.000 πυκνές τρίχες, σας βοηθά να αφαιρέσετε 10 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.

Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθάρισμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.

Λειτουργίες και επίπεδα έντασης



Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 6 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean και Sensitive. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.

Θήκη ταξιδιού




Με τη θήκη μεταφοράς μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.

SmarTimer και BrushPacer



Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σας προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Γνωρίζετε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

21 ώρες διάρκεια μπαταρίας



Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό

Μέτρια: Για καθαρισμό κάθε μέρα

Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 21 ημέρες

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς οθόνη 0,08 W

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώματα: Μαύρο

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Θήκη ταξιδιού: Θήκη ταξιδιού

Χρονομετρητής: BrushPacer και SmartTimer

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 6100

Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 S2 Sensitive

Θήκη ταξιδιού: 1 θήκη μεταφοράς

Βάση σύνδεσης: 1 φορτιστής USB-A

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: Έως 10 φορές πιο αποτελεσματική*

Ταχύτητα: 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Sensitive: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Πληροφορίες για την πίεση: Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος

Υπενθύμιση αντικατάστασης: Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

