

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα

Series 6500

Αφαιρεί έως και 10 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα*

Απαλή για τα ευαίσθητα δόντια
και ούλα

Τεχνολογία Sonicare επόμενης
γενιάς

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



HX7411/10

Προηγμένη φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα*

Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα με 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς
- Καθοδηγούμενο βούρτσισμα
- Πληροφορίες βουρτσίσματος στην παλάμη του χεριού σας
- Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας


- Η φροντίδα σας ακολουθεί παντού, τώρα με δυνατότητα φόρτισης
- Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

Νιώστε τη φροντίδα της Sonicare

- Εξαιρετικά απαλή με τα ευαίσθητα δόντια
- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
- Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης


Χαρακτηριστικά

Επιπλέον φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια



Ο σχολαστικός καθαρισμός δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive διαθέτει μοναδική σχεδίαση με μακριές, λεπτές, εξαιρετικά μαλακές τρίχες, ώστε κάθε πέρασμα να προστατεύει δόντια και ούλα. Με περισσότερες από 3.000 πυκνές τρίχες, σας βοηθά να αφαιρέσετε 10 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.


Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και

αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθαρίσμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.


Λειτουργίες και επίπεδα έντασης



Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 9 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε

μεταξύ των λειτουργιών Clean, Sensitive και White. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.

Εφαρμογή Philips Sonicare



Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγιεινή με την οδοντόβουρτσα Sonicare και την εφαρμογή. Αυτά τα δύο συνδυάζονται τέλεια για να προσφέρουν καθοδηγούμενο βούρτσισμα, συμβουλές και κόλπα, καθώς και εξατομικευμένο περιεχόμενο. Μαζί, είστε ασταμάτητοι.

Θήκη μεταφοράς και φόρτισης



Με τη θήκη μεταφοράς και φόρτισης με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης μπορείτε να επαναφορτίσετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.

Series 6500

Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

HX7411/10

Χαρακτηριστικά

SmarTimer και BrushPacer



Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σας προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmarTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη

συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

21 ώρες διάρκεια μπαταρίας



Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
Μέτρια: Για καθαρισμό κάθε μέρα
Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ενημέρωση προϊόντος

Περίοδος υποστήριξης: Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 21 ημέρες
Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς οθόνη 0,08 W
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώματα: Μαύρο

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Συμβατότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth: Εφαρμογή βουρτσίσματος
Συμβατότητα Android: Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω
Συμβατότητα iOS: iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
Θήκη ταξιδιού: Θήκη μεταφοράς και φόρτισης
Χρονομετρητής: BrushPacer και SmartTimer

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 6500
Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 S2 Sensitive
Θήκη ταξιδιού: 1 θήκη μεταφοράς
Βάση σύνδεσης: 1 φορτιστής USB-A

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: 1000% πιο αποτελεσματικό*
Ταχύτητα: 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Λευκό: Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών
Sensitive: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Πληροφορίες για την πίεση: Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
Υπενθύμιση αντικατάστασης: Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

Εφαρμογή Sonicare

Αναφορές παρακολούθησης και προόδου: Παρακολουθεί τα μοτίβα βουρτσίσματος με την πάροδο του χρόνου, βοηθώντας σας να διατηρήσετε τη στοματική σας υγεία.

