

PHILIPS

다리 마사지기

AirWave 공기 흐름 기술

FloatFit 무릎 지지대

무릎 전체 온열 치료.

편안함을 위한 4가지 맞춤 모드

PPM5522



에어백 × 온열 치료 × 플로팅 지지대

양쪽 무릎을 위한 3중 마사지 조화

1. 10개 에어백의 AirWave 기술 2. 3D 플로팅 관절 지지대의 FloatFit 무릎 보호 3. 5초* 만에 전달되는 온기 4. 스마트 음성 안내 5. 내장 4000mAh 배터리

무릎 전체 온열 치료.

- 무릎 전체 온열 치료. 3단계 조절 가능한 온도 유지 기능
- 5초* 만에 느껴지는 온기, 양쪽 무릎을 고르게 감싸줌

기타 판매 포인트

- 내장형 4000mAh 배터리로 최대 90분 사용 가능
- 노년층도 쉽게 사용할 수 있는 스마트 음성 안내

AirWave 기술

- 편안함을 위한 4가지 맞춤 모드
- 10개의 에어백으로 감싸듯 마사지하는 AirWave 기술

FloatFit 무릎 보호

- 피부에 밀착되는 3D 랩어라운드 디자인으로 편안한 착용감 제공
- 무릎 뒤쪽이 비어 있는 디자인으로 자유로운 굽힘 가능

주요 제품

무릎 전체 온열 치료.

무릎 전체 온열 치료. 3단계 조절 가능한 온도 유지 기능

4가지 모드

편안함을 위한 4가지 맞춤 모드

FloatFit 무릎 보호

피부에 밀착되는 3D 랩어라운드 디자인으로 편안한 착용감 제공

무릎 뒤쪽이 비어 있는 디자인

무릎 뒤쪽이 비어 있는 디자인으로 자유로운 굽힘 가능

10개의 에어백을 갖춘 AirWave 기술

10개의 에어백으로 감싸듯 마사지하는 AirWave 기술

긴 배터리 수명

내장형 4000mAh 배터리로 최대 90분 사용 가능

5초 만에 느껴지는 온기

5초* 만에 느껴지는 온기, 양쪽 무릎을 고르게 감싸줌

스마트

노년층도 쉽게 사용할 수 있는 스마트 음성 안내

사양

일반 사양

순중량: 0.9kg

제품 규격: 1010*750*40mm mm

색상: 블루

에어백 수량: 10

사용할 신체 부위: 양쪽 다리

주요 매개변수

온열 온도: 45/50/55 °C

정격 전압: 3.7V

배터리: 5000mAh

충전 포트: Type-C

충전 전압: 5V

충전 전류: 2A

원산지

원산지: 중국

서비스

보증 기간: 2년

