

PHILIPS

sonicare



Bàn chải đánh răng
có thể sạch lại

Series 6500

Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 10 lần*

Nhẹ nhàng cho răng và nướu nhạy cảm

Công nghệ Sonicare thế hệ mới
Cảm biến áp lực trực quan



HX7413/06

Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm

Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*

Việc làm sạch kỹ lưỡng vẫn nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm, loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*. Sở hữu công nghệ Sonicare thế hệ mới cho khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.

Đánh răng dễ dàng

- Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn
- Kiểm soát quá trình đánh răng
- Các phiên chải răng có hướng dẫn
- Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

Được thiết kế cho lối sống của bạn

- Chăm sóc răng miệng ở mọi nơi
- 21 ngày đánh răng thường xuyên

Cảm nhận sự chăm sóc của Sonicare

- Đặc biệt nhẹ nhàng cho răng nhạy cảm
- Công nghệ Sonicare thế hệ mới
- Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu


Series 6500

Bàn chải đánh răng có thể sạch lại

HX7413/06

Những nét chính

Chăm sóc tốt hơn cho răng nhạy cảm



Làm sạch kỹ lưỡng vẫn có thể nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm. Đầu bàn chải S2 Sensitive này có thiết kế độc đáo với lông bàn chải dài, mỏng, siêu mềm giúp mỗi lần chải đều nhẹ nhàng. Với hơn 3.000 sợi lông được xếp dày đặc, bàn chải giúp bạn loại bỏ mảng bám nhiều gấp 10 lần so với bàn chải đánh răng thông thường*.


Công nghệ Sonicare thế hệ mới



Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận


hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

Cảm biến áp lực trực quan



Bàn chải đánh răng điện Sonicare này có một vòng đèn ở để giúp bạn nhẹ nhàng nhận biết nếu bạn đang dùng lực quá mạnh. Khi đèn sáng lên, hãy giảm lực chải để bảo vệ nướu của bạn.


Chế độ & Cường độ



Tăng cường hiệu quả làm sạch với 9 chế độ chải răng. Cho dù bạn muốn chải mạnh hơn hay tập trung vào một vùng răng cụ thể, bạn đều có thể

thực hiện được. Chọn giữa chế độ Làm sạch, Nhạy cảm và Làm trắng, cũng như một trong ba mức cường độ có sẵn.

Ứng dụng Philips Sonicare



Bàn chải đánh răng kết hợp với ứng dụng Sonicare để cung cấp hướng dẫn đánh răng, mẹo và thủ thuật, cùng nội dung điều chỉnh riêng cho bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Túi đựng du lịch



Hộp đựng du lịch của chúng tôi cho phép bạn mang thiết bị đi khắp mọi nơi. Hộp đựng có kích thước nhỏ gọn nhưng đủ chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bàn chải đánh răng Sonicare của bạn.

Series 6500

Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

HX7413/06

Những nét chính

SmartTimer & BrushPacer



Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.

Nhắc nhở thay thế



Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và

mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

Thời lượng pin 21 ngày



Trải nghiệm đánh răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ sau một lần sạc, mang đến sự tiện lợi mới cho thói quen đánh răng của bạn.

Series 6500

Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

HX7413/06

Các thông số

Cường độ

Cao: Để tăng cường độ sạch
Trung bình: Để vệ sinh hằng ngày
Thấp: Dành cho răng và nướu nhạy cảm

Công suất

Điện áp: 100-240 V

Đặc điểm kỹ thuật

Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin): 21 ngày
Pin: Có thể sạc lại
Kiểu pin: Lithium ION
Tiêu thụ năng lượng: Chế độ chờ không hiển thị 0,08 W
Chế độ TẮT (không có phụ kiện): Không áp dụng

Thiết kế và hoàn thiện

Màu sắc: Xanh đen

Dịch vụ

Bảo hành: Bảo hành giới hạn 2 năm

Khả năng tương thích

Khả năng tương thích với Android: Điện thoại Android có Bluetooth 4.0 trở lên
Công nghệ không dây Bluetooth: Kết nối với ứng dụng đánh răng
Khả năng tương thích với iOS: iPhone có Bluetooth 4.0 trở lên

Dễ sử dụng

Khả năng tương thích tay cầm: Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
Tay nắm: Thiết kế mảnh tiện dụng
Chỉ báo pin: Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
Túi đựng du lịch: Túi đựng du lịch
Bộ hẹn giờ: BrushPacer và SmartTimer

Bộ phận đi kèm

Tay nắm: 1 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại 6500
Đầu bàn chải: 1 S2 Sensitive, 1 C3 Premium

Plaque Defence

Túi đựng du lịch: 1 Túi đựng du lịch
Bộ sạc: 1 bộ sạc USB-A

Hiệu suất làm sạch

Lấy cao răng: Hiệu quả hơn tới 10 lần*
Tốc độ: 62.000 lần di chuyển bàn chải/phút

Chế độ

Làm sạch: Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày
Trắng: Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng
Sensitive: Dành cho răng và nướu nhạy cảm

Công nghệ Cảm biến thông minh

Phản hồi áp lực: Vòng sáng màu tím, Rung và tiếng đập
Nhắc nhở thay mới: BrushSync cho bạn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

Ứng dụng Sonicare

Theo dõi và báo cáo tiến độ: Theo dõi kiểu đánh răng theo thời gian, giúp bạn duy trì sức khỏe răng miệng.

