

PHILIPS



IPL karvaemaldusseade koos
SenseIQ tehnoloogiaga

Lumea IPL 8000 Series

Andur SmartSkin

1 nutikas tarvik: kehale

Lumea IPL rakendus

Juhtmega kasutamine



BRI940/00

Kohandatud Teie jaoks koos SenseIQ tehnoloogiaga Nautige karvavaba siledat nahka kuni 18 kuud*

Nautige kiiret ja isikupärastatud hooldust meie Lumea IPL 8000 seeria fotoepilaatoriga. SenseIQ tehnoloogia, unikaalse kujuga nutikad tarvikud ja Lumea IPL rakendus tagavad kauakestva sileda naha.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga
- Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega
- Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Keha jaoks mõeldud lahendus

- Keha jaoks mõeldud lahendus ühe nutika tarvikuga
- Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

Isikupärastatud IPL karvaemaldus

- Õrn ja mugav SenseIQ-ga
- Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Lumea IPL 8000 Series

IPL karvaeemaldusseade koos SenseIQ tehnoloogiaga

BRI940/00

Esiletõstetud tooted

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused




Alustage algaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

SenseIQ tehnoloogia



Lumea 8000 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseaset. Meie andur SmartSkin loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige mugavama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

Eriti pikk kaabel



Mugav kasutada tänu eriti pikale kaablile, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.

1 nutikas tarvik




Spetsiaalse kujundusega tarvik on sissepoole kumera kujuga, et tagada optimaalne kokkupuude nahaga, siis kui kasutate fotoepilaatorit suurematel töötlemisaladel, näiteks jalgadel. Spetsiaalse kujundusega tarvik sobitub täiuslikult kehakumerusega ja ühendatuna käivitab kõige tõhusama programmi.

Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Philips Lumea IPL rakendus



Meie tasuta juhendamiskrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Enamiku naha- ja karvatüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti karvapigmenti ja nahapigmenti vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

Lumea IPL 8000 Series

IPL karvaeemaldusseade koos SenseIQ tehnoloogiaga

BRI940/00

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed, lisad

Keha hooldamiseks kasutatav tarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm², Spetsiaalne hooldus kehale: jalad, käed ja kõht

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

5 valgusenergia seadistust: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Nahatooni andur: Tuvastab teie nahatooni

Andur SmartSkin: Vajadusele vastav seadistuse märguanne

Rakendusviis

"Libista ja valguta": Kiireks kasutamiseks
Vajuta ja valguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Juhtmega / Juhtmeta kasutuseks: Juhtmega kasutamine

Tehnilised andmed

Pinge: 100–240 V

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 450 000 välgutust, mis vastab lambi 39-aastasele tööeale**

Hooldus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Kaasasolevad tarvikud

Kasutusjuhised: Kasutusjuhend

Hoiustamine: Kosmeetikakott

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Töötlemisaeg

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinipiir: 2 min

Sääreosa: 8,5 min

