

# PHILIPS



IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Lumea IPL 8000 Series

„SmartSkin“ jutiklis

1 išmanusis priedas: kūnui

Programa „Lumea IPL“

Naudojimas įjungus į el. tinklą



BRI940/00

## Pritaikytas jums su „SenseIQ“

18 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių\*

Mėgaukitės greita ir suasmeninta procedūra naudodami „Lumea IPL 8000“ serijos gaminį. „SenseIQ“ technologija su išmaniaisiais priedais ir programėle „Lumea IPL“ ilgai išliekančiai glotniai odai.

### Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga
- Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniam lankstumui gydymo metu

### Sprendimas kūno priežiūrai

- Sprendimas kūno priežiūrai su 1 išmaniuoju priedu
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

### Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

## Lumea IPL 8000 Series

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

# Ypatybės

**Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį**



Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūrą kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

### „SenseIQ“ technologija



„Lumea 8000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaityto jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

### Ypač ilgas laidas



Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.

### 1 išmanusis priedas



Specialiai suprojektuotas priedas yra išlenktas į vidų, kad būtų užtikrintas optimalus sąlytis su oda, kai depiliuojami dideli plotai, pvz., kojos. Prijungus priedą, paleidžiama specialiai pritaikyta programa.

### Sukurta padedant dermatologams




Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

BRI940/00

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

### Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

### Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

## Lumea IPL 8000 Series

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

BRI940/00

# Specifikacijos

### Techninės priedų specifikacijos

**Priedas kūno procedūroms:** Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm<sup>2</sup>, Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

### Saugūs ir reguliuojami nustatymai

**Integruotas UV filtras:** Apsaugo odą nuo UV spindulių

**5 šviesos energijos nustatymai:** Pritaikoma prie jūsų odos tipo

**Integruota saugumo sistema:** Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

**Odos atspalvio jutiklis:** Nustato jūsų odos atspalvį

**„SmartSkin“ jutiklis:** Tinkamo nustatymo indikacija pagal poreikavimą

### Naudojimo režimas

**Slinkimo ir blyksnių režimas:** Greitam naudojimui

**Perkėlimo ir blyksnių režimas:** Procedūroms mažame plote

**Naudojamas su laidu ir be laido:** Naudojimas įjungus į el. tinklą

### Techniniai duomenys

**Įtampa:** 100–240 V

**Aukštų charakteristikų lempa:** Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus\*\*

### Techninė priežiūra

**Garantija:** 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

### Pridėti priedai

**Naudojimo instrukcijos:** Vartotojo vadovas

**Laikymas:** Gražus krepšelis

**Adapteris:** 19,5 V / 4000 mA

### Procedūros laikas

**Pažastys:** 2,5 min.

**Bikinio linija:** 2 min.

**Blauzdos:** 8,5 min.

