

PHILIPS

sonicare



Laetav hambahari

Series 6100

Eemaldab kuni 10x rohkem
kattu*

Puhastab õrnalt tundlike
hambaid ja igemeid

Uue põlvkonna Sonicare'i
tehnoloogia

Visuaalne surveandur



HX7403/08

Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

Eemaldab õrnalt 10x rohkem hambakattu*

Põhjalik, kuid siiski õrn tundlike hammaste ja igemete puhastus, mis eemaldab 10x rohkem hambakattu*. Uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Lihtne harjamine

- Valige oma ideaalne puhastuskogemus
- Juhendatud harjamiseaansid
- Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

Sobib täiuslikult teie eluviisiga


- Kandke hoolt, viige see kõikjale
- 21 päeva regulaarset harjamist

Tundke Sonicare'i hoolitsust

- Eriliselt õrn tundlike hammaste vastu
- Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia
- Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

Esiletõstetud tooted

Tundlike hammaste õrn hoolitsus




Põhjalik puhastus saab olla ühtlasi õrn tundlikele hammastele ja igemetele. Sellel unikaalse disainiga harjapeal S2 on pikad ülipehmed harjased, mille iga liigutus on teie hammaste vastu õrn. Üle 3000 tihedalt paikneva harjase aitavad eemaldada 10x rohkem kattu võrreldes käsihambaharjaga*.

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia



See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.

Visuaalne surveandur



Sellel Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.

Režiimid ja intensiivsused



Muutke puhastamine tõhusamaks kuue harjamise seadistuse abil. Ükskõik, kas soovite veidi rohkem jõudu või spetsiifilist fookust, kõik on tagatud. Valige puhastuse ja tundliku režiimi vahel. Valige üks kolmest intensiivsuse seadistusest.

Reisivutlar



Meie reisivutlar võimaldab teil oma seadme reisile kaasa võtta. See on piisavalt tugev, et hoida teie Sonicare'i hambaharja turvaliselt, kuid samas piisavalt kompaktne, et mahtuda igasse kotti, tehes sellest ideaalse reisikaaslase.

SmartTimer ja BrushPacer



Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 20 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seans on lõppenud.

Asendamise meeldetuletus



Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovivad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare'i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

21 päeva vastupidav aku



Ühe laadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

Spetsifikatsioon

Intensiivsusi

Kõrge: Võimsama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Energiatarbimine: Ooterežiim ilma ekraanita 0,08 W

Disain ja viimistlus

Värv: Meresinine

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Lihtsasti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Reisivutlar: Reisivutlar

Taimer: BrushPacer ja SmartTimer

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 6100 laetav hambahari

Harjapea: 1 S2 Sensitive

Reisivutlar: 1 reisivutlar

Laadija: 1 USB-A laadija

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni 10x tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

