

# PHILIPS

## Masajeador de rodillas

Masaje con vibración

Rodillera calefactable

Control mediante pantalla táctil

Velcro ajustable

PPM5303



## Relajación de rodillas con calor y vibración

Tómate en serio los problemas de rodilla

La vibración de alta frecuencia alivia la presión en las rodillas Calor calmante para las rodillas

### La vibración de alta frecuencia alivia la presión en las rodillas

- Calor calmante para las rodillas
- Funcionamiento sencillo con pantalla táctil
- La vibración de alta frecuencia alivia la presión en las rodillas

# Destacados

## Calor calmante para las rodillas

3 niveles de calor ajustables, Bajo: 45 °C/Medio: 50 °C/Alto: 52 °C\*

## Funcionamiento sencillo con pantalla táctil

3 botones elegantes Indicador de temperatura  
Indicador de intensidad

## La vibración de alta frecuencia alivia la presión en las rodillas

Ajuste de intensidad de 3 niveles, Automático →  
Bajo → Alto

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Dimensión del producto:

243 x 162 x 145 mm mm

Peso neto: 0,97 kg

Color: Gris

Parte del cuerpo que se va a utilizar: Ambas rodillas

Componentes funcionales: 2 motores de vibración, Película térmica

## Parámetros principales

Temperatura de calentamiento: 50/52 °C

Batería: 3000 mAh

Puerto de carga: Tipo C

Voltaje de carga: 5 V CC

Corriente de carga: 2 A

Potencia de funcionamiento: 10 W

Voltaje de funcionamiento: 3,7 V CC

## País de origen

Fabricado en: China

## Servicios

Período de garantía: 2 años

