

PHILIPS

Kniestimulator

Vibratiemassage

Verwarmde kniewrap

Bediening via touchscreen

Verstelbaar klittenband

PPM5303



Vibrerende warmte, knieontspanning

Neem knieproblemen serieus

Vibratie met hoge frequentie, warmte-ontspanning, warme verzachtende verlichting, verwarmt knieën

Vibratie met hoge frequentie

- 3 vibratiemodi
- Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie
- Warme, kalmerende ontspanning verwarmt de knieën

Kenmerken

3 vibratiemodi

Automatisch, Laag, Hoog 3 massage-intensiteitsniveaus

Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie

Dagelijkse massage Rustgevende Ontspanning
Diepe massage

Warme, kalmerende ontspanning verwarmt de knieën

3 instelbare warmteniveaus Laag: 45 °C /
Gemiddeld: 50 °C / Hoog: 52 °C*

Specificaties

Algemene specificaties

Nettogewicht: 0,97 kg

Kleur: Blauw

Afmetingen van het product: 243 x 162 x 145
mm mm

Geschikt voor welk lichaamsdeel?: Beide knieën

Functionele componenten: 2 vibratiemotor,
verwarmingsfolie

Belangrijkste parameters

Temperatuur van de verwarming: 50/52 °C

Batterij: 3000 mAh

Oplaadpoort: type-C

Laadspanning: 5 V

Oplaadstroom: 2 A

Bedrijfsvoeding: 10W

Bedrijfsspanning: 3,7 V gelijkstroom

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Service

Garantieperiode: 2 jaar

