

PHILIPS

Kniemassagegerät

Vibrationsmassage

Beheizbare Kniebandage

Touch Screen Control

Verstellbarer Klettverschluss

PPM5303



Vibrationswärme für entspannte Knie

Nehmen Sie Kniebeschwerden ernst

Hochfrequenzvibration und Wärme sorgen für Entspannung und wohltuende Wärme für die Knie

Hochfrequenzvibration entlastet die Knie

- Einfache Bedienung per Touchscreen
- Wohltuende Wärme zur Entlastung der Knie
- Hochfrequenzvibration entlastet die Knie

Besonderheiten

Einfache Bedienung per Touchscreen

3 elegante Tasten, Temperaturanzeige und Intensitätsanzeige

Wohltuende Wärme zur Entlastung der Knie

3 einstellbare Wärmestufen Niedrig: 45 °C / Mittel: 50 °C / Hoch: 52 °C*

Hochfrequenzvibration entlastet die Knie

3-stufige Intensitätseinstellung Auto → Niedrig → Hoch

Daten

Allgemeine Spezifikationen

Nettogewicht: 0,97 kg

Produktmaße: 243 x 162 x 145 mm mm

Farbe: Grau

Zu verwendendes Körperteil: Beide Knie

Funktionskomponenten: 2 Vibrationsmotoren, Heizfolie

Hauptparameter

Heiztemperatur: 50/52 °C

Batterie: 3000 mA

Ladeanschluss: Typ C

Ladespannung: 5 V DC

Ladestrom: 2 A

Betriebsleistung: 10 W

Betriebsspannung: 3,7 V DC

Ursprungsland

Hergestellt in: China

Service

Garantiezeitraum: 2 Jahre

