

PHILIPS

Kniestimulator

Vibratiemassage

Verwarmde kniewrap

Bediening via touchscreen

Verstelbaar klittenband

PPM5303



Vibrerende warmte Knieontspanning

Neem knieproblemen serieus

Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie Warme, verzachtende verlichting verwarmt knieën

Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie

- Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie
- Warme, kalmerende ontspanning verwarmt de knieën
- Eenvoudige bediening via touchscreen

Kenmerken

Vibratie met hoge frequentie verlicht druk op de knie

Intensiteitsaanpassing met 3 niveaus, Auto → Laag → Hoog

Warme, kalmerende ontspanning verwarmt de knieën

3 instelbare warmteniveaus Laag: 45 °C / Gemiddeld: 50 °C / Hoog: 52 °C*

Eenvoudige bediening via touchscreen

3 stijlvolle knoppen Temperatuurindicator
Intensiteitsindicator

Specificaties

Algemene specificaties

Kleur: Grijs

Afmetingen van het product: 243 x 162 x 145 mm mm

Nettogewicht: 0,97 kg

Geschikt voor welk lichaamsdeel?: Beide knieën

Functionele componenten: 2 vibratiemotoren, verwarmingsfolie

Belangrijkste parameters

Temperatuur van de verwarming: 50/52 °C

Batterij: 3000 mAh

Oplaadpoort: type-C

Laadspanning: 5 V gelijkstroom

Oplaadstroom: 2 A

Bedrijfsvoeding: 10W

Bedrijfsspanning: 3,7 V gelijkstroom

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Service

Garantieperiode: 2 jaar

