

PHILIPS

Quoi de neuf avec Elevate Plus?

Les améliorations clés de la qualité d'image, l'IA et l'automatisation, ainsi que les optimisations de flux de travail vont encore plus loin pour vous aider à relever les défis actuels de l'imagerie et à améliorer la prise en charge.

EPIQ Elite Elevate Plus


Faites de chaque échographie une expérience exceptionnelle

Affiniti Elevate Plus

Améliorez chaque examen échographique, jour après jour

Améliorez la qualité d'image


xRes Pro+ : Le traitement d'image de nouvelle génération xRes Pro+ sur EPIQ Elite¹ améliore la netteté et la résolution des détails afin de faciliter la détection et l'évaluation des lésions.



Améliorez le flux de travail

Notre IA et automatisation de pointe

Auto Measure Abdomen² basé sur l'IA pour des mesures rapides et homogènes



>93%
de précision

par rapport aux
mesures manuelles
réalisées par un expert
clinique³

55%
de réduction
du temps de
mesure⁴



EPIQ Elite Elevate Plus



Affiniti Elevate Plus



<2 secondes
pour interpréter et
évaluer le risque de
malignité avec
BI-RADS, et seulement
quelques secondes
avec TI-RADS^{5,6}

Flux de travail 3D/4D avancé pour réduire le temps d'examen
et la charge cognitive tout en renforçant la confiance diagnostique

Une interface modernisée
améliore l'expérience
utilisateur grâce à un accès
simplifié aux commandes





Aide à la décision clinique basée sur l'IA de Koios : comme un
deuxième avis en quelques secondes, pour le sein et la thyroïde,
sur chariot ou hors chariot

Smart Calipers exclusifs Philips, conçus pour des résultats rapides
hors chariot

2D Auto Cine pour une sélection stable des images sans effort


Super Resolution MVI Pro avec Time of Arrival et
Time to Peak pour une sensibilité accrue et une
résolution améliorée en CEUS⁸⁻¹⁰

54.4%
reduced time
to select the
best frame⁷



Rationalisez le
flux de travail
grâce aux cartes
Time of Arrival
et Time to
Peak


Carte Time of Arrival de SuperRes MVI Pro



Capacités cardiovasculaires avancées

Gagnez du temps et améliorez la confiance diagnostique
grâce à 2D Auto LV, CV Doppler et 2D Auto Measure, 2D Auto
EF, 2D Auto EF Advanced et les marqueurs 3D.¹

Quad View/Quad View AFI
affiche quatre images
simultanément pour des flux de
travail multi-vues efficaces et réduit
la variabilité de la mesure de l'indice
de liquide amniotique (AFI)



54%
de
réduction
de frappes
au clavier¹¹

72%
de temps
gagné¹¹

Références

1. Available only on EPIQ Elite.
2. Available on EPIQ Elite and Affiniti 70.
3. Internal documentation: Validation report D001785669. Obtained from a retrospective data analysis study involving data from 150 subjects (using MD.AI annotation tool, 3 clinical experts).
4. Internal documentation: Validation report D001785669. Evidence was obtained on a subset of data from 5 subjects (7 clinical experts) assessing the measurement time for saved images and not the scan time.
5. BI-RADS and TI-RADS are registered trademarks of the American College of Radiology.
6. Internal documentation: Validation report D001785669.
7. Internal documentation: Validation report D001785669. Reduction in time in abdominal scanning using Auto Cine.
8. Consult with your local sales representative regarding approved clinical indications in your region.
9. Available only on EPIQ Elite.
10. Compared to the previous version of SuperRes MVI.
11. Internal documentation: Validation report D001785669. Compared to traditional AFI workflow.

Les systèmes EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSICE2797. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Mai 2026



© 2026 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Philips se réserve le droit d'apporter des modifications aux
caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit,
à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être
tenue pour responsable de toute conséquence résultant de
l'utilisation de cette publication.



www.philips.com/healthcare

Imprimé aux Pays Bas.

00001419-00-01 * MAR 2026